

## CENNIK NA WYROBY LABORATORYJNE I STERYLIZACYJNE

OBOWIĄZUJE OD 15.04.2017 R.

Nazwa wyrobu	Poj.	Cena w zł netto	Cena w zł brutto	Krótki opis
<b>KOMORY KLIMATYCZNE</b>				
<b>KBK-30W wersja A</b>	30 l	27 000,00	33 210,00	Mikroprocesorowy system sterowania, wymuszony obieg powietrza, chłodzenie wewnętrzne, 9 programów czasowo-temperaturowych, dodatkowe opcje: 2, 7, 8, 9, 11, 12  Wersja A – zakres pracy od -5°C do +70°C Wersja B – zakres pracy od +5°C do +70°C
<b>KBK-30W wersja B</b>	30 l	25 000,00	30 750,00	
<b>KBK-65W wersja A</b>	71 l	31 300,00	38 499,00	
<b>KBK-65W wersja B</b>	71 l	29 300,00	36 039,00	
<b>KBK-100W wersja A</b>	110 l	31 600,00	38 868,00	
<b>KBK-100W wersja B</b>	110 l	29 600,00	36 408,00	
<b>KBK-140W wersja A</b>	134 l	34 500,00	42 435,00	
<b>KBK-140W wersja B</b>	134 l	32 500,00	39 975,00	
<b>KBK-150W wersja A</b>	143 l	35 000,00	43 050,00	
<b>KBK-150W wersja B</b>	143 l	33 000,00	40 590,00	
<b>KBK-200W wersja A</b>	204 l	40 800,00	50 184,00	
<b>KBK-200W wersja B</b>	204 l	38 800,00	47 724,00	
<b>CIEPLARKI LABORATORYJNE Z CHŁODZENIEM-INKUBATORY</b>				
<b>I-30W wersja A</b>	30 l	14 230,00	17 502,90	Mikroprocesorowy system sterowania, wymuszony obieg powietrza, chłodzenie wewnętrzne, 9 programów czasowo-temperaturowych, dodatkowe opcje: 2, 7, 8, 9, 11, 12  Wersja A – zakres pracy od -5°C do +70°C Wersja B – zakres pracy od +5°C do +70°C
<b>I-30W wersja B</b>	30 l	12 100,00	14 883,00	
<b>I-65W wersja A</b>	71 l	16 130,00	19 839,90	
<b>I-65W wersja B</b>	71 l	14 120,00	17 367,60	
<b>I-100W wersja A</b>	110 l	17 490,00	21 512,70	
<b>I-100W wersja B</b>	110 l	15 810,00	19 446,30	
<b>I-140W wersja A</b>	134 l	20 200,00	24 846,00	
<b>I-140W wersja B</b>	134 l	18 300,00	22 509,00	
<b>I-150W wersja A</b>	143 l	20 500,00	25 215,00	
<b>I-150W wersja B</b>	143 l	18 700,00	23 001,00	
<b>I-200W wersja A</b>	204 l	24 700,00	30 381,00	
<b>I-200W wersja B</b>	204 l	23 000,00	28 290,00	
<b>CIEPLARKI LABORATORYJNE BEZ CHŁODZENIA</b>				
<b>C-18G wersja A</b>	17 l	4 040,00	4 969,20	Regulator PID, grawitacyjny obieg powietrza, 1 program czasowo-temperaturowy, dodatkowe opcje: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14  Wersja A – zakres pracy od nie mniej niż +5°C powyżej temperatury otoczenia do +50°C Wersja B – zakres pracy od nie mniej niż +5°C powyżej temperatury otoczenia do +100°C
<b>C-18G wersja B</b>	17 l	4 260,00	5 239,80	
<b>C-30G wersja A</b>	39 l	4 240,00	5 215,20	
<b>C-30G wersja B</b>	39 l	4 470,00	5 498,10	
<b>C-65G wersja A</b>	75 l	4 680,00	5 756,40	
<b>C-65G wersja B</b>	75 l	4 950,00	6 088,50	
<b>C-100G wersja A</b>	115 l	5 840,00	7 183,20	
<b>C-100G wersja B</b>	115 l	6 150,00	7 564,50	
<b>C-140G wersja A</b>	144 l	8 700,00	10 701,00	
<b>C-140G wersja B</b>	144 l	9 130,00	11 229,90	
<b>C-150G wersja A</b>	150 l	8 770,00	10 787,10	
<b>C-150G wersja B</b>	150 l	9 240,00	11 365,20	
<b>C-200G wersja A</b>	220 l	9 450,00	11 623,50	
<b>C-200G wersja B</b>	220 l	9 950,00	12 238,50	

<b>C-18W wersja A</b>	17 l	4 720,00	5 805,60	Regulator PID, wymuszony obieg powietrza, 1 program czasowo-temperaturowy, dodatkowe opcje: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14,15,16  Wersja A – zakres pracy od nie mniej niż +5°C powyżej temperatury otoczenia do +50°C Wersja B– zakres pracy od nie mniej niż +5°C powyżej temperatury otoczenia do +100°C
<b>C-18W wersja B</b>	17 l	4 970,00	6 113,10	
<b>C-30W wersja A</b>	39 l	4 910,00	6 039,30	
<b>C-30W wersja B</b>	39 l	5 170,00	6 359,10	
<b>C-65W wersja A</b>	75 l	5 220,00	6 420,60	
<b>C-65W wersja B</b>	75 l	5 670,00	6 974,10	
<b>C-100W wersja A</b>	115 l	6 600,00	8 118,00	
<b>C-100W wersja B</b>	115 l	6 950,00	8 548,50	
<b>C-140W wersja A</b>	144 l	9 600,00	11 808,00	
<b>C-140W wersja B</b>	144 l	10 100,00	12 423,00	
<b>C-150W wersja A</b>	150 l	9 700,00	11 931,00	
<b>C-150W wersja B</b>	150 l	10 180,00	12 521,40	
<b>C-200W wersja A</b>	220 l	10 350,00	12 730,50	
<b>C-200W wersja B</b>	220 l	10 900,00	13 407,00	

#### KOMORY BADAŃ CIEPLNYCH (SUSZARKI LABORATORYJNE)

<b>KBC-18G</b>	17 l	4 000,00	4 920,00	Regulator PID, grawitacyjny obieg powietrza, 1 program czasowo-temperaturowy, dodatkowe opcje: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13,14
<b>KBC-30G</b>	39 l	4 200,00	5 166,00	
<b>KBC-65G</b>	75 l	4 770,00	5 867,10	
<b>KBC-100G</b>	115 l	5 570,00	6 851,10	
<b>KBC-140G</b>	144 l	8 870,00	10 910,10	
<b>KBC-150G</b>	150 l	9 000,00	11 070,00	
<b>KBC-200G</b>	220 l	9 590,00	11 795,70	

<b>KBC-18W</b>	17 l	4 710,00	5 793,30	Regulator PID, wymuszony obieg powietrza, 1 program czasowo-temperaturowy, dodatkowe opcje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13,14,15,16
<b>KBC-30W</b>	39 l	4 910,00	6 039,30	
<b>KBC-65W</b>	75 l	5 400,00	6 642,00	
<b>KBC-100W</b>	115 l	6 090,00	7 490,70	
<b>KBC-140W</b>	144 l	9 710,00	11 943,30	
<b>KBC-150W</b>	150 l	9 830,00	12 090,90	
<b>KBC-200W</b>	220 l	10 430,00	12 828,90	

<b>KBC-18GL</b>	17 l	4 390,00	5 399,70	Regulator PID, grawitacyjny obieg powietrza, 15 programów czasowo-temperaturowy, dodatkowe opcje: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,13, 14, 15
<b>KBC-30GL</b>	39 l	4 610,00	5 670,30	
<b>KBC-65GL</b>	75 l	5 190,00	6 383,70	
<b>KBC-100GL</b>	115 l	5 990,00	7 367,70	
<b>KBC-140GL</b>	144 l	9 330,00	11 475,90	
<b>KBC-150GL</b>	150 l	9 470,00	11 648,10	
<b>KBC-200GL</b>	220 l	10 050,00	12 361,50	

<b>KBC-18WL</b>	17 l	5 270,00	6 482,10	Regulator PID, wymuszony obieg powietrza, 15 programów czasowo-temperaturowy, dodatkowe opcje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14,15,16
<b>KBC-30WL</b>	39 l	5 310,00	6 531,30	
<b>KBC-65WL</b>	75 l	5 820,00	7 158,60	
<b>KBC-100WL</b>	115 l	6 510,00	8 007,30	
<b>KBC-140WL</b>	144 l	10 170,00	12 509,10	
<b>KBC-150WL</b>	150 l	10 300,00	12 669,00	
<b>KBC-200WL</b>	220 l	10 890,00	13 394,70	

#### SUSZARKI LABORATORYJNE

<b>SUP-18G</b>	17 l	3 160,00	3 886,80	Regulator PID, grawitacyjny obieg powietrza, 1 program czasowo-temperaturowy, dodatkowe opcje: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13
<b>SUP-30G</b>	39 l	3 690,00	4 538,70	
<b>SUP- 65G</b>	75 l	3 980,00	4 895,40	
<b>SUP-100G</b>	115 l	4 730,00	5 817,90	
<b>SUP-140G</b>	144 l	8 180,00	10 061,40	
<b>SUP-150G</b>	150 l	8 330,00	10 245,90	
<b>SUP-200G</b>	220 l	8 720,00	10 725,60	
<b>SUP-18W</b>	17 l	3 690,00	4 538,70	Regulator PID, wymuszony obieg powietrza, 1 program czasowo-
<b>SUP-30W</b>	39 l	4 260,00	5 239,80	

<b>SUP- 65W</b>	75 1	4 560,00	5 608,80	temperaturowy, dodatkowe opcje: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13,15,16
<b>SUP-100W</b>	115 1	5 570,00	6 851,10	
<b>SUP-140W</b>	144 1	9 000,00	11 070,00	
<b>SUP-150W</b>	150 1	9 130,00	11 229,90	
<b>SUP-200W</b>	220 1	9 640,00	11 857,20	
<b>STERYLIZATORY NA SUCHE GORĄCE POWIETRZE</b>				
<b>SP-18G</b>	17 1	3 440,00	4 231,20	Regulator PID, grawitacyjny obieg powietrza, programy sterylizacji oraz program specjalny do suszenia, dodatkowe opcje: 1, 2, 6, 7, 8, 13,14
<b>SP-30G</b>	39 1	3 980,00	4 895,40	
<b>SP- 65G</b>	75 1	4 160,00	5 116,80	
<b>SP-100G</b>	115 1	5 040,00	6 199,20	
<b>SP-140G</b>	144 1	8 570,00	10 541,10	
<b>SP-150G</b>	150 1	8 730,00	10 737,90	
<b>SP-200G</b>	220 1	9 240,00	11 365,20	Regulator PID, wymuszony obieg powietrza, programy sterylizacji oraz program specjalny do suszenia, dodatkowe opcje: 1, 2, 6, 7, 8, 13,14
<b>SP-18W</b>	17 1	4 150,00	5 104,50	
<b>SP-30W</b>	39 1	4 770,00	5 867,10	
<b>SP- 65W</b>	75 1	4 920,00	6 051,60	
<b>SP-100W</b>	115 1	5 990,00	7 367,70	
<b>SP-140W</b>	144 1	9 640,00	11 857,20	
<b>SP-150W</b>	150 1	9 780,00	12 029,40	
<b>SP-200W</b>	220 1	10 310,00	12 681,30	
<b>STERYLIZATORY/SUSZARKI APTECZNE</b>				
<b>SA-18G</b>	17 1	2 640,00	3 247,20	Regulator PID, grawitacyjny obieg powietrza.
<b>SA-30G</b>	39 1	2 970,00	3 653,10	
<b>SA-18W</b>	17 1	2 970,00	3 653,10	Regulator PID, wymuszony obieg powietrza.
<b>SA-30W</b>	39 1	3 300,00	4 059,00	
<b>Elektrolizer EP 6/1</b>		7500,00	9 225,00	9 225,00
<b>Stolik</b>		420,00	516,60	
<b>Suszarka do węży SWA-1</b>		2 700,00	3 321,00	
<b>Drukarka</b>		1 400,00	1 722,00	
<b>PUSZKI STERYLIZACYJNE TYP</b>				
<b>PS- 35</b>		240,00	259,20	do sterylizacji w autoklawach
<b>PS- 40</b>		390,00	421,20	
<b>PS- 45</b>		280,00	302,40	
<b>PS- 60</b>		410,00	442,80	
<b>PS-100</b>		550,00	594,00	
<b>PS-150</b>		670,00	723,60	
<b>FILTRY</b>		70,00	75,60	do PS-100, 150 (100 szt.)
<b>FILTRY</b>		60,00	64,80	do PS- 40, 45, 60 (100 szt.)
<b>PUSZKI TYP</b>				
<b>PSG- 35</b>		140,00	151,20	do sterylizacji w sterylizatorach na suche gorące powietrze
<b>PSG- 40</b>		180,00	194,40	
<b>PSG- 45</b>		150,00	162,00	
<b>PSG- 60</b>		200,00	216,00	
<b>PSG-100</b>		420,00	453,60	
<b>PSG-150</b>		470,00	507,60	
<b>POJEMNIKI NA NARZĘDZIA MEDYCZNE TYP</b>				
<b>PNMz-35</b>		90,00	97,20	do przenoszenia i przechowywania narzędzi z zamkiem
<b>PNMz-40</b>		120,00	129,60	
<b>PNMz-45</b>		115,00	124,20	
<b>PNMz-60</b>		130,00	140,40	
<b>PNM-100</b>		360,00	388,80	
<b>PNM-150</b>		430,00	464,40	

<b>PNM-30</b>		80,00	86,40	do przenoszenia i przechowywania narzędzi bez zamka	
<b>PNM-35</b>		70,00	75,60		
<b>PNM-40</b>		110,00	118,80		
<b>PNM-45</b>		105,00	113,40		
<b>PNM-60</b>		120,00	129,60		
<b>Pojemnik medyczno-sanitarny typ UNICEF</b>		290,00	313,20		
<b>1. Obudowa z blachy nierdzewnej lakierowanej proszkowo</b>		550,00	676,50	do modelu 18	
		630,00	774,90	do modelu 30	
		700,00	861,00	do modelu 65	
		770,00	947,10	do modelu 100	
		930,00	1 143,90	do modelu 140	
		1 000,00	1 230,00	do modelu 150	
		1 200,00	1 476,00	do modelu 200	
<b>2. Przeszkolone drzwi zewnętrzne</b>		400,00	492,00	do modelu 30	
		440,00	541,20	do modelu 65	
		540,00	664,20	do modelu 100	
		690,00	848,70	do modelu 140, 150	
		770,00	947,10	do modelu 200	
<b>2. Przeszkolone drzwi wewnętrzne</b>		310,00	381,30	do modelu 18	
		370,00	455,10	do modelu 30	
		390,00	479,70	do modelu 65	
		470,00	578,10	do modelu 100	
		600,00	738,00	do modelu 140, 150	
		630,00	774,90	do modelu 200	
<b>3. Wyłączenie wentylatora</b>		1 500,00	1 845,00		
<b>4. Nastawa urządzeń w innym zakresie temperatur</b>		350,00	430,50		
<b>5. Sygnalizacja dźwiękowa zakończenia pracy</b>		610,00	750,30		
<b>6. Półki</b>	<b>druciane lub pełne</b>		90,00	110,70	do modelu 18
			110,00	135,30	do modelu 30,65,140
			170,00	209,10	do modelu 100,200
			210,00	258,30	do modelu 150
	<b>perforowane</b>		160,00	196,80	do modelu 18
			180,00	221,40	do modelu 30,65,140
			210,00	258,30	do modelu 100,200
			230,00	282,90	do modelu 150
<b>7. Przepust do wprowadzenia dodatkowych czujników - cena zależna od wielkości przepustu</b>					
<b>8. Zamknięcie na klucz,</b>		80,00	98,40		
<b>9. Sygnalizacja otwartych drzwi,</b>		610,00	750,30		
<b>10. Sygnalizacja otwartych kominków</b>		610,00	750,30		
<b>11. Dodatkowe oprogramowanie</b>		1 730,00	2 127,90		
<b>12. Kominek wentylacyjny</b>		200,00	246,00		
<b>13. Ociekacz w podłodze do odprowadzania nadmiaru wody</b>		400,00	492,00		
<b>14. Gniazdo do drukarki</b>		400,00	492,00		
<b>15. Regulacja obrotów wentylatora</b>		700,00	861,00		
<b>16. Zatrzymanie obrotów wentylatora przy otwarciu drzwi podczas procesu</b>		580,00	713,40		