

Sterylizator apteczny SA-18G, SA-30G

- Regulator PID z autotuningiem,
- Nastawa temperatury co 0,1°C w zakresie nie mniej niż +5°C powyżej temperatury otoczenia do +250°C,
- Dokładność stabilizacji temperatury w punkcie 0,2°C,
- Możliwość zdefiniowania 2 programów sterylizacji,
- Praca ciągła,
- Możliwość ustawienia sygnału alarmowego (dźwiękowego i wizualnego),
- Wyświetlacz LED 2 x 4 cyfry,
- Autonomiczne, niezależne od sterowania, zabezpieczenia przed przekroczeniem dostępnych temperatur,
- Komora z blachy nierdzewnej,
- Półka,
- Obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo na kolor biały,

Opcje dodatkowe

- obudowa ze stali nierdzewnej lakierowanej proszkowo,
- obudowa lakierowana na inny uzgodniony kolor,
- pojedyncze drzwi z blachy z oknem szklanym SA-30G,
- podwójne drzwi (wewnętrzne ze szkła, zewnętrzne z blachy),
- drzwi mocowane z lewej strony,
- zamknięcie na klucz,
- przepust do wprowadzania dodatkowych czujników,
- półki z blachy nierdzewnej perforowane lub pełne,
- kominki wentylacyjne.



Dane techniczne		j.m.	SA -18Ga	SA -30Ga
Obieg powietrza			grawitacyjny	
Pojemność		dm ³	17	39
Moc znamionowa		W	800	1000
Ilość półek		szt.	1	
Masa netto		kg	24	35
Wymiary aparatu	szerokość	mm	430	590
	wysokość	mm	420	420
	głębokość	mm	495	495
Wymiary komory	szerokość	mm	200	360
	wysokość	mm	270	270
	głębokość	mm	400	400