




Kontenery sterylizacyjne typ PS i PSG

Kontenery przeznaczone są do sterylizacji narzędzi materiałów opatrunkowych oraz do sterylnego przechowywania wysterylizowanego wsadu.

W kontenerach pomiędzy perforowanymi ściankami puszkii a osłoną umieszczony jest jednorazowy filtr z papieru sterylizacyjnego.

W pokrywie jest również umieszczona uszczelka silikonowa zabezpieczająca przed wniknięciem drobnoustrojów do wnętrza.

| Rozmiar | | Opcje | Wanna z perforacją | Wanna bez perforacji | Wanna bez perforacji |
|---------|-------------------|-------|--|--|---|
| | | |  Pokrywa z perforacją w kolorze: |  Pokrywa z perforacją w kolorze: |  Pokrywa bez perforacji w kolorze: |
| 35 | Wymiar zewnętrzny | 178 | srebrny | srebrny | srebrny |
| | | 120 | zielony | zielony | zielony |
| | | 41 | granatowy | granatowy | granatowy |
| | Wymiar wewnętrzny | 163 | złoty | złoty | złoty |
| | | 110 | czerwony | czerwony | czerwony |
| | | 33 | czarny | czarny | czarny |
| 40 | Wymiar zewnętrzny | 308 | srebrny | srebrny | srebrny |
| | | 153 | zielony | zielony | zielony |
| | | 50 | granatowy | granatowy | granatowy |
| | Wymiar wewnętrzny | 279 | złoty | złoty | złoty |
| | | 140 | czerwony | czerwony | czerwony |
| | | 43 | czarny | czarny | czarny |
| 45 | Wymiar zewnętrzny | 210 | srebrny | srebrny | srebrny |
| | | 147 | zielony | zielony | zielony |
| | | 50 | granatowy | granatowy | granatowy |
| | Wymiar wewnętrzny | 185 | złoty | złoty | złoty |
| | | 140 | czerwony | czerwony | czerwony |
| | | 43 | czarny | czarny | czarny |
| 60 | Wymiar zewnętrzny | 308 | srebrny | srebrny | srebrny |
| | | 153 | zielony | zielony | zielony |
| | | 68 | granatowy | granatowy | granatowy |
| | Wymiar wewnętrzny | 279 | złoty | złoty | złoty |
| | | 140 | czerwony | czerwony | czerwony |
| | | 61 | czarny | czarny | czarny |
| 100 | Wymiar zewnętrzny | 300 | srebrny | srebrny | srebrny |
| | | 282 | zielony | zielony | zielony |
| | | 100 | granatowy | granatowy | granatowy |
| | Wymiar wewnętrzny | 260 | złoty | złoty | złoty |
| | | 260 | czerwony | czerwony | czerwony |
| | | 90 | czarny | czarny | czarny |
| 150 | Wymiar zewnętrzny | 300 | srebrny | srebrny | srebrny |
| | | 282 | zielony | zielony | zielony |
| | | 150 | granatowy | granatowy | granatowy |
| | Wymiar wewnętrzny | 260 | złoty | złoty | złoty |
| | | 260 | czerwony | czerwony | czerwony |
| | | 140 | czarny | czarny | czarny |
| 210 | Wymiar zewnętrzny | 300 | srebrny | srebrny | srebrny |
| | | 282 | zielony | zielony | zielony |
| | | 200 | granatowy | granatowy | granatowy |
| | Wymiar wewnętrzny | 260 | złoty | złoty | złoty |
| | | 260 | czerwony | czerwony | czerwony |
| | | 210 | czarny | czarny | czarny |
| 260 | Wymiar zewnętrzny | 300 | srebrny | srebrny | srebrny |
| | | 282 | zielony | zielony | zielony |
| | | 250 | granatowy | granatowy | granatowy |
| | Wymiar wewnętrzny | 260 | złoty | złoty | złoty |
| | | 260 | czerwony | czerwony | czerwony |
| | | 260 | czarny | czarny | czarny |



Wykonujemy również inne wymiary kontenerów pod indywidualne zamówienie klientów

Kontenery medyczne typ PNM i PNMz

Kontenery przeznaczone są do narzędzi medycznych użytych w zabiegu operacyjnym w celu higienicznego ich przemieszczania i mycia przed zabiegiem sterylizacji. Służą również do przenoszenia pakietów narzędzi.



| Rozmiar | | Opcje | Wanna bez perforacji | Wanna bez perforacji |
|---------|-------------------|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | z zamkiem | bez zamka |
| | | | Pokrywa bez perforacji w kolorze: | Pokrywa bez perforacji w kolorze: |
| 30 | Wymiar zewnętrzny | 185 | | srebrny |
| | | 95 | | zielony |
| | | 35 | | granatowy |
| | Wymiar wewnętrzny | 180 | | złoty |
| | | 90 | | czerwony |
| | | 30 | | czarny |
| 35 | Wymiar zewnętrzny | 173 | srebrny | srebrny |
| | | 120 | zielony | zielony |
| | | 35 | granatowy | granatowy |
| | Wymiar wewnętrzny | 163 | złoty | złoty |
| | | 110 | czerwony | czerwony |
| | | 33 | czarny | czarny |
| 40 | Wymiar zewnętrzny | 290 | srebrny | srebrny |
| | | 153 | zielony | zielony |
| | | 44 | granatowy | granatowy |
| | Wymiar wewnętrzny | 279 | złoty | złoty |
| | | 140 | czerwony | czerwony |
| | | 37 | czarny | czarny |
| 45 | Wymiar zewnętrzny | 192 | srebrny | srebrny |
| | | 147 | zielony | zielony |
| | | 44 | granatowy | granatowy |
| | Wymiar wewnętrzny | 185 | złoty | złoty |
| | | 140 | czerwony | czerwony |
| | | 37 | czarny | czarny |
| 60 | Wymiar zewnętrzny | 290 | srebrny | srebrny |
| | | 153 | zielony | zielony |
| | | 62 | granatowy | granatowy |
| | Wymiar wewnętrzny | 279 | złoty | złoty |
| | | 140 | czerwony | czerwony |
| | | 55 | czarny | czarny |
| 100 | Wymiar zewnętrzny | 300 | srebrny | |
| | | 282 | zielony | |
| | | 94 | granatowy | |
| | Wymiar wewnętrzny | 260 | złoty | |
| | | 260 | czerwony | |
| | | 84 | czarny | |
| 150 | Wymiar zewnętrzny | 300 | srebrny | |
| | | 282 | zielony | |
| | | 144 | granatowy | |
| | Wymiar wewnętrzny | 260 | złoty | |
| | | 260 | czerwony | |
| | | 134 | czarny | |
| 210 | Wymiar zewnętrzny | 300 | srebrny | |
| | | 282 | zielony | |
| | | 204 | granatowy | |
| | Wymiar wewnętrzny | 260 | złoty | |
| | | 260 | czerwony | |
| | | 210 | czarny | |
| 260 | Wymiar zewnętrzny | 300 | srebrny | |
| | | 282 | zielony | |
| | | 254 | granatowy | |
| | Wymiar wewnętrzny | 260 | złoty | |
| | | 260 | czerwony | |
| | | 260 | czarny | |
| UNICEF | Wymiar zewnętrzny | 330 | srebrny | |
| | | 225 | zielony | |
| | | 225 | granatowy | |
| | Wymiar wewnętrzny | 300 | złoty | |
| | | 170 | czerwony | |
| | | 220 | czarny | |

Wykonujemy również inne wymiary kontenerów pod indywidualne zamówienie klientów

e-mail: handel@wamed.pl, wam@wamed.pl tel.: 48 22 811 75 51, 48 22 675 71 56, 48 22 811 02 68