



WYTWÓRNIA APARATURY MEDYCZNEJ „WAMED”

ul. św. Jacka Odrowąza 9, 03-310 Warszawa [www.wamed.pl](http://www.wamed.pl),

Sprzedaż WAMED-LAB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

tel. 48 22 675 71 56, tel. 48 22 81175 51, 606 377 468 e-mail: [wamed-lab@wamed.pl](mailto:wamed-lab@wamed.pl)

## CENNIK NA WYROBY

AKTUALIZACJA 15 marzec 2021

Nazwa wyrobu	Poj.	Cena w zł netto	Cena w zł brutto	Krótki opis	
<b>KOMORY KLIMATYCZNE</b>					
<b>KBK-30W wersja A</b>	30 l	31 050,00	38 191,50	Mikroprocesorowy system sterowania, wymuszony obieg powietrza, chłodzenie wewnętrzne, 9 programów czasowo-temperaturowych, dodatkowe opcje: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 21, 22  Wersja A – zakres pracy od -5oC do +70oC Wersja B – zakres pracy od +5oC do +70oC	
<b>KBK-30W wersja B</b>	30 l	28 750,00	35 362,50		
<b>KBK-65W wersja A</b>	71 l	34 850,00	42 865,50		
<b>KBK-65W wersja B</b>	71 l	32 550,00	40 036,50		
<b>KBK-100W wersja A</b>	110 l	37 030,00	45 546,90		
<b>KBK-100W wersja B</b>	110 l	34 730,00	42 717,90		
<b>KBK-140W wersja A</b>	134 l	39 680,00	48 806,40		
<b>KBK-140W wersja B</b>	134 l	37 380,00	45 977,40		
<b>KBK-150W wersja A</b>	143 l	40 250,00	49 507,50		
<b>KBK-150W wersja B</b>	143 l	37 950,00	46 678,50		
<b>KBK-200W wersja A</b>	204 l	46 920,00	57 711,60		
<b>KBK-200W wersja B</b>	204 l	44 620,00	54 882,60		
<b>CIEPLARKI LABORATORYJNE Z CHŁODZENIEM-INKUBATORY</b>					
<b>I-30W wersja A</b>	30 l	15 600,00	19 188,00		Mikroprocesorowy system sterowania, wymuszony obieg powietrza, chłodzenie wewnętrzne, 9 programów czasowo-temperaturowych, dodatkowe opcje: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 21, 22  Wersja A – zakres pracy od -5°C do +70°C Wersja B – zakres pracy od +5°C do +70°C
<b>I-30W wersja B</b>	30 l	13 300,00	16 359,00		
<b>I-65W wersja A</b>	71 l	17 740,00	21 820,20		
<b>I-65W wersja B</b>	71 l	15 500,00	19 065,00		
<b>I-100W wersja A</b>	110 l	19 300,00	23 739,00		
<b>I-100W wersja B</b>	110 l	17 400,00	21 402,00		
<b>I-140W wersja A</b>	134 l	22 220,00	27 330,60		
<b>I-140W wersja B</b>	134 l	20 130,00	24 759,90		
<b>I-150W wersja A</b>	143 l	22 550,00	27 736,50		
<b>I-150W wersja B</b>	143 l	20 570,00	25 301,10		
<b>I-200W wersja A</b>	204 l	27 170,00	33 419,10		
<b>I-200W wersja B</b>	204 l	25 300,00	31 119,00		
<b>CIEPLARKI LABORATORYJNE BEZ CHŁODZENIA</b>					
<b>C-18G wersja A</b>	17 l	4 160,00	5 116,80	Regulator PID, grawitacyjny obieg powietrza, 1 program czasowo-temperaturowy, dodatkowe opcje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 21  Wersja A – zakres pracy od nie mniej niż +5°C powyżej temperatury otoczenia do +50°C Wersja B – zakres pracy od nie mniej niż +5°C powyżej temperatury otoczenia do +100°C	
<b>C-18G wersja B</b>	17 l	4 390,00	5 399,70		
<b>C-30G wersja A</b>	39 l	4 370,00	5 375,10		
<b>C-30G wersja B</b>	39 l	4 600,00	5 658,00		
<b>C-65G wersja A</b>	75 l	4 820,00	5 928,60		
<b>C-65G wersja B</b>	75 l	5 100,00	6 273,00		
<b>C-100G wersja A</b>	115 l	6 020,00	7 404,60		
<b>C-100G wersja B</b>	115 l	6 330,00	7 785,90		
<b>C-140G wersja A</b>	144 l	8 960,00	11 020,80		
<b>C-140G wersja B</b>	144 l	9 400,00	11 562,00		
<b>C-150G wersja A</b>	150 l	9 030,00	11 106,90		
<b>C-150G wersja B</b>	150 l	9 510,00	11 697,30		
<b>C-200G wersja A</b>	220 l	9 730,00	11 967,90		
<b>C-200G wersja B</b>	220 l	10 250,00	12 607,50		
<b>C-18W wersja A</b>	17 l	4 860,00	5 977,80	Regulator PID, wymuszony obieg powietrza, 1 program czasowo-temperaturowy, dodatkowe opcje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21	
<b>C-18W wersja B</b>	17 l	5 200,00	6 396,00		
<b>C-30W wersja A</b>	39 l	5 060,00	6 223,80		
<b>C-30W wersja B</b>	39 l	5 320,00	6 543,60		
<b>C-65W wersja A</b>	75 l	5 780,00	7 109,40		

<b>C-65W wersja B</b>	75 l	5 840,00	7 183,20	Wersja A – zakres pracy od nie mniej niż +5°C powyżej temperatury otoczenia do +50°C Wersja B– zakres pracy od nie mniej niż +5°C powyżej temperatury otoczenia do +100°C
<b>C-100W wersja A</b>	115 l	6 800,00	8 364,00	
<b>C-100W wersja B</b>	115 l	7 160,00	8 806,80	
<b>C-140W wersja A</b>	144 l	9 890,00	12 164,70	
<b>C-140W wersja B</b>	144 l	10 400,00	12 792,00	
<b>C-150W wersja A</b>	150 l	9 990,00	12 287,70	
<b>C-150W wersja B</b>	150 l	10 490,00	12 902,70	
<b>C-200W wersja A</b>	220 l	10 660,00	13 111,80	
<b>C-200W wersja B</b>	220 l	11 230,00	13 812,90	
<b>C-18GL wersja A</b>	17 l	4 580,00	5 633,40	Regulator PID, grawitacyjny obieg powietrza, 1 program czasowo-temperaturowy, dodatkowe opcje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21  Wersja A – zakres pracy od nie mniej niż +5°C powyżej temperatury otoczenia do +50°C Wersja B – zakres pracy od nie mniej niż +5°C powyżej temperatury otoczenia do +100°C
<b>C-18GL wersja B</b>	17 l	4 700,00	5 781,00	
<b>C-30GL wersja A</b>	39 l	4 800,00	5 904,00	
<b>C-30GL wersja B</b>	39 l	5 020,00	6 174,60	
<b>C-65GL wersja A</b>	75 l	5 230,00	6 432,90	
<b>C-65GL wersja B</b>	75 l	5 510,00	6 777,30	
<b>C-100GL wersja A</b>	115 l	6 430,00	7 908,90	
<b>C-100GL wersja B</b>	115 l	6 750,00	8 302,50	
<b>C-140GL wersja A</b>	144 l	9 730,00	11 967,90	
<b>C-140GL wersja B</b>	144 l	9 820,00	12 078,60	
<b>C-150GL wersja A</b>	150 l	9 450,00	11 623,50	
<b>C-150GL wersja B</b>	150 l	9 930,00	12 213,90	
<b>C-200GL wersja A</b>	220 l	10 150,00	12 484,50	
<b>C-200GL wersja B</b>	220 l	10 660,00	13 111,80	
<b>C-18WL wersja A</b>	17 l	5 280,00	6 494,40	Regulator PID, wymuszony obieg powietrza, 1 program czasowo-temperaturowy, dodatkowe opcje : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21  Wersja A – zakres pracy od nie mniej niż +5°C powyżej temperatury otoczenia do +50°C Wersja B– zakres pracy od nie mniej niż +5°C powyżej temperatury otoczenia do +100°C
<b>C-18WL wersja B</b>	17 l	5 530,00	6 801,90	
<b>C-30WL wersja A</b>	39 l	5 470,00	6 728,10	
<b>C-30WL wersja B</b>	39 l	5 740,00	7 060,20	
<b>C-65WL wersja A</b>	75 l	5 790,00	7 121,70	
<b>C-65WL wersja B</b>	75 l	6 250,00	7 687,50	
<b>C-100WL wersja A</b>	115 l	7 210,00	8 868,30	
<b>C-100WL wersja B</b>	115 l	7 570,00	9 311,10	
<b>C-140WL wersja A</b>	144 l	10 300,00	12 669,00	
<b>C-140WL wersja B</b>	144 l	10 820,00	13 308,60	
<b>C-150WL wersja A</b>	150 l	10 400,00	12 792,00	
<b>C-150WL wersja B</b>	150 l	10 900,00	13 407,00	
<b>C-200WL wersja A</b>	220 l	11 070,00	13 616,10	
<b>C-200WL wersja B</b>	220 l	11 640,00	14 317,20	
<b>KOMORY BADAŃ CIEPLNYCH (SUSZARKI LABORATORYJNE)</b>				
<b>KBC-18G</b>	17 l	4 200,00	5 166,00	Regulator PID, grawitacyjny obieg powietrza, 1 program czasowo-temperaturowy, dodatkowe opcje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 21
<b>KBC-30G</b>	39 l	4 410,00	5 424,30	
<b>KBC-65G</b>	75 l	5 000,00	6 150,00	
<b>KBC-100G</b>	115 l	5 850,00	7 195,50	
<b>KBC-140G</b>	144 l	9 310,00	11 451,30	
<b>KBC-150G</b>	150 l	9 450,00	11 623,50	
<b>KBC-200G</b>	220 l	10 070,00	12 386,10	
<b>KBC-18W</b>	17 l	4 950,00	6 088,50	Regulator PID, wymuszony obieg powietrza, 1 program czasowo-temperaturowy, dodatkowe opcje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
<b>KBC-30W</b>	39 l	5 150,00	6 334,50	
<b>KBC-65W</b>	75 l	5 670,00	6 974,10	
<b>KBC-100W</b>	115 l	6 390,00	7 859,70	
<b>KBC-140W</b>	144 l	10 190,00	12 533,70	
<b>KBC-150W</b>	150 l	10 320,00	12 693,60	
<b>KBC-200W</b>	220 l	10 950,00	13 468,50	

<b>KBC-18GL</b>	17 l	4 610,00	5 670,30	Regulator PID, grawitacyjny obieg powietrza, 15 programów czasowo-temperaturowy, dodatkowe opcje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21
<b>KBC-30GL</b>	39 l	4 840,00	5 953,20	
<b>KBC-65GL</b>	75 l	5 450,00	6 703,50	
<b>KBC-100GL</b>	115 l	6 290,00	7 736,70	
<b>KBC-140GL</b>	144 l	9 790,00	12 041,70	
<b>KBC-150GL</b>	150 l	9 940,00	12 226,20	
<b>KBC-200GL</b>	220 l	10 550,00	12 976,50	
<b>KBC-18WL</b>	17 l	5 530,00	6 801,90	Regulator PID, wymuszony obieg powietrza, 15 programów czasowo-temperaturowy, dodatkowe opcje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
<b>KBC-30WL</b>	39 l	5 570,00	6 851,10	
<b>KBC-65WL</b>	75 l	6 110,00	7 515,30	
<b>KBC-100WL</b>	115 l	6 840,00	8 413,20	
<b>KBC-140WL</b>	144 l	10 680,00	13 136,40	
<b>KBC-150WL</b>	150 l	10 820,00	13 308,60	
<b>KBC-200WL</b>	220 l	11 430,00	14 058,90	
<b>SUSZARKI LABORATORYJNE</b>				
<b>SUP-18G</b>	17 l	3 310,00	4 071,30	Regulator PID, grawitacyjny obieg powietrza, 1 program czasowo-temperaturowy, dodatkowe opcje: : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 23, 24, 25, 26, 27,28
<b>SUP-30G</b>	39 l	3 870,00	4 760,10	
<b>SUP- 65G</b>	75 l	4 180,00	5 141,40	
<b>SUP-100G</b>	115 l	4 970,00	6 113,10	
<b>SUP-140G</b>	144 l	8 590,00	10 565,70	
<b>SUP-150G</b>	150 l	8 750,00	10 762,50	
<b>SUP-200G</b>	220 l	9 150,00	11 254,50	
<b>SUP-18W</b>	17 l	3 870,00	4 760,10	Regulator PID, wymuszony obieg powietrza, 1 program czasowo-temperaturowy, dodatkowe opcje: : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28
<b>SUP-30W</b>	39 l	4 470,00	5 498,10	
<b>SUP- 65W</b>	75 l	4 790,00	5 891,70	
<b>SUP-100W</b>	115 l	5 850,00	7 195,50	
<b>SUP-140W</b>	144 l	9 450,00	11 623,50	
<b>SUP-150W</b>	150 l	9 590,00	11 795,70	
<b>SUP-200W</b>	220 l	10 120,00	12 447,60	
<b>STERYLIZATORY NA SUCHE GORĄCE POWIETRZE</b>				
<b>SP-18G</b>	17 l	3 960,00	4 870,80	Regulator PID, grawitacyjny obieg powietrza, programy sterylizacji oraz program specjalny do suszenia, dodatkowe opcje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 13, 14, 15, 16, 21
<b>SP-30G</b>	39 l	4 580,00	5 633,40	
<b>SP- 65G</b>	75 l	4 780,00	5 879,40	
<b>SP-100G</b>	115 l	5 790,00	7 121,70	
<b>SP-140G</b>	144 l	9 860,00	12 127,80	
<b>SP-150G</b>	150 l	10 040,00	12 349,20	
<b>SP-200G</b>	220 l	10 630,00	13 074,90	
<b>SP-18W</b>	17 l	4 770,00	5 867,10	Regulator PID, wymuszony obieg powietrza, programy sterylizacji oraz program specjalny do suszenia, dodatkowe opcje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 13, 14, 15, 16, 21
<b>SP-30W</b>	39 l	5 490,00	6 752,70	
<b>SP- 65W</b>	75 l	5 660,00	6 961,80	
<b>SP-100W</b>	115 l	6 890,00	8 474,70	
<b>SP-140W</b>	144 l	11 090,00	13 640,70	
<b>SP-150W</b>	150 l	11 250,00	13 837,50	
<b>SP-200W</b>	220 l	11 860,00	14 587,80	
<b>STERYLIZATORY/SUSZARKI</b>				
<b>SA-18G</b>	17 l	2 770,00	3 407,10	Regulator PID, grawitacyjny obieg powietrza.
<b>SA-30G</b>	39 l	3 110,00	3 825,30	
<b>SA-65G</b>	75 l	3 780,00	4 649,40	
<b>SA-18W</b>	17 l	3 120,00	3 837,60	Regulator PID, wymuszony obieg powietrza.
<b>SA-30W</b>	39 l	3 470,00	4 268,10	
<b>SA-65W</b>	75 l	3 990,00	4 907,70	
<b>Elektrolizer EP 6/1</b>		7500,00	9 225,00	
<b>Stolik</b>		420,00	516,60	

Suszarka do węży SWA-1	2 970,00	3 653,10	
Drukarka	1 400,00	1 722,00	
<b>KONTENERY TYP</b>			
PS- 40	450,00	486,00	do sterylizacji w sterylizatorach parowych (autoklawach)
PS- 45	320,00	345,60	
PS- 60	470,00	507,60	
PS-100	630,00	680,40	
PS-150	770,00	831,60	
PS-210	860,00	928,80	
PS-260	940,00	1015,20	
PS/PSG- 35	160,00	172,80	
PS/PSG- 40	330,00	356,40	
PS/PSG- 45	240,00	259,20	
PS/PSG- 60	370,00	399,60	
PS/PSG-100	560,00	604,80	
PS/PSG-150	650,00	702,00	
PS/PSG-210	750,00	810,00	
PS/PSG-260	830,00	896,40	
FILTRY śr. 190 mm	100,00	123,00	do PS-100, 150 (100 szt.)
FILTRY śr. 96 mm	75,00	92,25	do PS- 40, 45, 60 (100 szt.)
PSG- 35	160,00	172,80	do sterylizacji w sterylizatorach na suche gorące powietrze
PSG- 40	210,00	226,80	
PSG- 45	170,00	183,60	
PSG- 60	230,00	248,40	
PSG-100	480,00	518,40	
PSG-150	540,00	583,20	
PSG-210	630,00	680,40	
PSG-260	710,00	766,80	
<b>POJEMNIKI NA NARZĘDZIA MEDYCZNE TYP</b>			
PNMz-35	100,00	108,00	do przenoszenia i przechowywania narzędzi z zamkiem
PNMz-40	140,00	151,20	
PNMz-45	130,00	140,40	
PNMz-60	150,00	162,00	
PNM-100	410,00	442,80	
PNM-150	500,00	540,00	
PNM-210	550,00	594,00	
PNM-260	590,00	637,20	
PNM-30	90,00	97,20	do przenoszenia i przechowywania narzędzi bez zamka
PNM-35	80,00	86,40	
PNM-40	130,00	140,40	
PNM-45	120,00	129,60	
PNM-60	140,00	151,20	
Pojemnik medyczno-sanitarny typ UNICEF	380,00	410,40	

OPCJE DODATKOWE	Netto	Brutto	Model
1. Obudowa z blachy nierdzewnej lakierowanej proszkowo	630,00	774,90	18
	760,00	934,80	30
	800,00	984,00	65
	930,00	1 143,90	100
	1 120,00	1 377,60	140
	1 150,00	1 414,50	150
	1 380,00	1 697,40	200

<b>2. Przeszkolone drzwi</b>	<b>zewewnętrzne</b>	460,00	565,80	30
		530,00	651,90	65
		650,00	799,50	100
		830,00	1 020,90	140, 150
		920,00	1 131,60	200
	<b>wewnętrzne</b>	360,00	442,80	18
		430,00	528,90	30
		450,00	553,50	65
		540,00	664,20	100
		690,00	848,70	140, 150
<b>3. Półki</b>	<b>druciane</b>	180,00	221,40	30,65,140
		210,00	258,30	100,200
	<b>perforowane</b>	170,00	209,10	18
		190,00	233,70	30,65,140
		220,00	270,60	100,200
		240,00	295,20	150
<b>4. Przepust do wprowadzenia dodatkowych czujników - cena zależna od wielkości przepustu</b>				
<b>5. Zamknięcie na klucz</b>		80,00	98,40	
<b>6. Kominek wentylacyjny</b>		230,00	282,90	
<b>7. Ociekacz w podłodze</b>		340,00	418,20	18
		400,00	492,00	30,65,140
		460,00	565,80	100, 200
		800,00	984,00	150
<b>8. Drzwi montowane na lewą stronę</b>		600,00	738,00	
<b>9. Gniazdo do drukarki</b>		400,00	492,00	
<b>10. Gniazdo USB</b>		120,00	147,60	
<b>11. Dodatkowe oprogramowanie</b>		1 730,00	2 127,90	
<b>12. Zwiększenie zakresu temperatur</b>		350,00	430,50	SUP, C, KBC
		800,00	984,00	I, KBK
<b>13. Sygnalizacja dźwiękowa zakończenia pracy</b>		640,00	787,20	
<b>14. Sygnalizacja otwartych drzwi</b>		640,00	787,20	
<b>15. Sygnalizacja otwartych kominków</b>		640,00	787,20	
<b>16. Sygnalizacja dźwiękowa przekroczenia zadanej temp.</b>		640,00	787,20	
<b>17. Zamiana wymuszonego na grawitacyjny obieg powietrza</b>		1 500,00	1 845,00	
<b>18. Regulacja obrotów wentylatora (od 20 do 100%)</b>		700,00	861,00	
<b>19. Zatrzymanie obrotów wentylatora przy otwarciu drzwi podczas procesu</b>		580,00	713,40	
<b>20. Możliwość manualnego wyłączenia wentylatora</b>		250,00	307,50	
<b>21. Dodatkowy rok gwarancji</b>		650,00	799,50	
<b>22. Przegląd po każdym roku eksploatacji (bez części zamiennych)</b>		1 380,00	1 697,40	KBK
		920,00	1 131,60	I
<b>23. Możliwość zdefiniowania 2 programów</b>		120,00	147,60	
<b>24. Możliwość zaprogramowania RAMP-y</b>		120,00	147,60	
<b>25. Możliwość wykorzystania wejścia binarnego START/STOP do sterowania funkcją czasu</b>		120,00	147,60	
<b>26. Możliwość zablokowania zmian wartości zadanych i przycisku START/STOP</b>		120,00	147,60	
<b>27. Możliwość ustawienia sygnału alarmowego (wizualny lub dźwiękowy)</b>		640,00	787,20	
<b>28. Dostęp do parametrów konfiguracyjnych chroniony hasłem</b>		120,00	147,60	