

## Cieplarki bez chłodzenia

- Regulator PID,
- Nastawa temperatury:
  - co 0,1°C w zakresie nie mniej niż +5°C powyżej temperatury otoczenia do +50°C (wersja A),
  - co 0,1°C w zakresie nie mniej niż +5°C powyżej temperatury otoczenia do +100°C (wersja B),
- Dokładność stabilizacji temperatury w punkcie w osi środkowej komory  $\pm 0,2^\circ\text{C}$ ,
- Nastawa czasów trwania zadanej temperatury do 100 godzin lub praca ciągła,
- Możliwość zapamiętania 1 programu czasowo-temperaturowego,
- Możliwość podglądu zadanych i bieżących parametrów podczas pracy urządzenia (temperatura),
- Autonomiczne niezależne od sterowania zabezpieczenia przed przekroczeniem temperatury zakresu pracy,
- Akustyczny alarm przekroczenia tolerancji nastawy podczas pracy,
- Inicjacja odmierzania czasu w momencie osiągnięcia tolerancji zadanej temperatury,
- Automatykne wyłączenie wentylatora po zakończeniu programu (w komorach typu W),
- Komora z blachy nierdzewnej,
- Półki,
- Obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo na kolor biały,
- Kominek wentylacyjny.



### Opcje dodatkowe

- nastawa czasów trwania utrzymania zadanej temperatury do 1000 godzin
- możliwość współpracy z drukarką,
- obudowa ze stali nierdzewnej lakierowanej proszkowo,
- obudowa lakierowana na inny uzgodniony kolor,
- pojedyncze drzwi z blachy z oknem szklanym,
- podwójne drzwi (wewnętrzne ze szkła, zewnętrzne z blachy),
- podwójne drzwi (wewnętrzne ze szkła, zewnętrzne z oknem szklanym),
- drzwi mocowane z lewej strony,
- możliwość regulowania obrotami wentylatorów w zakresie od 20 do 80% (w cieplarkach typ W),
- możliwość wyłączenia wentylatora (w cieplarkach typ W),
- zamknięcie na klucz,
- przepust do wprowadzania dodatkowych czujników,
- półki z drutu nierdzewnego lub blachy pełnej,
- sygnalizacja otwartych drzwi,
- sygnalizacja otwartych kominków.



Dane techniczne		j.m.	C-18G	C-30G	C-65G	C-100G	C-140G	C-150G	C-200G	
Obieg powietrza			grawitacyjny							
Pojemność		dm <sup>3</sup>	17	39	75	115	144	150	220	
Moc znamionowa		W	400	500	750	1300	1100	1100	1400	
Ilość półek		szt.	1(4)	1(4)	2(8)	2(8)	3(16)	2(8)	3(16)	
Masa netto		kg	23	34	44	56	78	78	88	
Wymiary aparatu	szerokość	mm	430	590	590	780	590	950	780	
	wysokość	mm	420	420	670	670	1150	670	1150	
	głębokość	mm	495	495	495	495	495	495	495	
Wymiary komory	szerokość	mm	200	360	360	550	360	720	550	
	wysokość	mm	270	270	520	520	1000	520	1000	
	głębokość	mm	400	400	400	400	400	400	400	

		j.m.	C-18W	C-30W	C-65W	C-100W	C-140W	C-150W	C-200W	
Obieg powietrza			wymuszony							
Pojemność		dm <sup>3</sup>	17	39	75	115	144	150	220	
Moc znamionowa		W	450	500	750	1050	1400	1300	1300	
Ilość półek		szt.	1(4)	1(4)	2(8)	2(8)	3(16)	2(8)	3(16)	
Masa netto		kg	24	35	45	57	79	79	89	
Wymiary aparatu	szerokość	mm	430	590	590	780	590	950	780	
	wysokość	mm	420	420	670	670	1150	670	1150	
	głębokość	mm	535	535	535	535	535	535	535	
Wymiary komory	szerokość	mm	200	360	360	550	360	720	550	
	wysokość	mm	270	270	520	520	1000	520	1000	
	głębokość	mm	400	400	400	400	400	400	400	

Zastrzegamy sobie prawo zmiany danych technicznych asortymentu bez wcześniejszego informowania.