




# Kontenery sterylizacyjne typ PS i PSG

Kontenery przeznaczone są do sterylizacji narzędzi materiałów opatrunkowych oraz do sterylnej przechowywania wysterylizowanego wsadu.

W kontenerach pomiędzy perforowanymi ściankami puszkii a osłoną umieszczony jest jednorazowy filtr z papieru sterylizacyjnego.

W pokrywie jest również umieszczona uszczelka silikonowa zabezpieczająca przed wniknięciem drobnoustrojów do wnętrza.

Rozmiar		Opcje	Wanna z perforacją	Wanna bez perforacji	Wanna bez perforacji
			 Pokrywa z perforacją w kolorze:	 Pokrywa z perforacją w kolorze:	 Pokrywa bez perforacji w kolorze:
35	Wymiar zewnętrzny	178	srebrny	srebrny	srebrny
		120	zielony	zielony	zielony
		41	granatowy	granatowy	granatowy
	Wymiar wewnętrzny	163	złoty	złoty	złoty
		110	czerwony	czerwony	czerwony
		33	czarny	czarny	czarny
40	Wymiar zewnętrzny	308	srebrny	srebrny	srebrny
		153	zielony	zielony	zielony
		50	granatowy	granatowy	granatowy
	Wymiar wewnętrzny	279	złoty	złoty	złoty
		140	czerwony	czerwony	czerwony
		43	czarny	czarny	czarny
45	Wymiar zewnętrzny	210	srebrny	srebrny	srebrny
		147	zielony	zielony	zielony
		50	granatowy	granatowy	granatowy
	Wymiar wewnętrzny	185	złoty	złoty	złoty
		140	czerwony	czerwony	czerwony
		43	czarny	czarny	czarny
60	Wymiar zewnętrzny	308	srebrny	srebrny	srebrny
		153	zielony	zielony	zielony
		68	granatowy	granatowy	granatowy
	Wymiar wewnętrzny	279	złoty	złoty	złoty
		140	czerwony	czerwony	czerwony
		61	czarny	czarny	czarny
100	Wymiar zewnętrzny	300	srebrny	srebrny	srebrny
		282	zielony	zielony	zielony
		100	granatowy	granatowy	granatowy
	Wymiar wewnętrzny	260	złoty	złoty	złoty
		260	czerwony	czerwony	czerwony
		90	czarny	czarny	czarny
150	Wymiar zewnętrzny	300	srebrny	srebrny	srebrny
		282	zielony	zielony	zielony
		150	granatowy	granatowy	granatowy
	Wymiar wewnętrzny	260	złoty	złoty	złoty
		260	czerwony	czerwony	czerwony
		140	czarny	czarny	czarny
210	Wymiar zewnętrzny	300	srebrny	srebrny	srebrny
		282	zielony	zielony	zielony
		200	granatowy	granatowy	granatowy
	Wymiar wewnętrzny	260	złoty	złoty	złoty
		260	czerwony	czerwony	czerwony
		210	czarny	czarny	czarny
260	Wymiar zewnętrzny	300	srebrny	srebrny	srebrny
		282	zielony	zielony	zielony
		250	granatowy	granatowy	granatowy
	Wymiar wewnętrzny	260	złoty	złoty	złoty
		260	czerwony	czerwony	czerwony
		260	czarny	czarny	czarny



Wykonujemy również inne wymiary kontenerów pod indywidualne zamówienie klientów

# Kontenery medyczne typ PNM i PNMz

Kontenery przeznaczone są do narzędzi medycznych użytych w zabiegu operacyjnym w celu higienicznego ich przemieszczania i mycia przed zabiegiem sterylizacji. Służą również do przenoszenia pakietów narzędzi.



Rozmiar		Opcje	Wanna bez perforacji	Wanna bez perforacji
			z zamkiem	bez zamka
			Pokrywa bez perforacji w kolorze:	Pokrywa bez perforacji w kolorze:
30	Wymiar zewnętrzny	185		srebrny
		95		zielony
		35		granatowy
	Wymiar wewnętrzny	180		złoty
		90		czerwony
		30		czarny
35	Wymiar zewnętrzny	173	srebrny	srebrny
		120	zielony	zielony
		35	granatowy	granatowy
	Wymiar wewnętrzny	163	złoty	złoty
		110	czerwony	czerwony
		33	czarny	czarny
40	Wymiar zewnętrzny	290	srebrny	srebrny
		153	zielony	zielony
		44	granatowy	granatowy
	Wymiar wewnętrzny	279	złoty	złoty
		140	czerwony	czerwony
		37	czarny	czarny
45	Wymiar zewnętrzny	192	srebrny	srebrny
		147	zielony	zielony
		44	granatowy	granatowy
	Wymiar wewnętrzny	185	złoty	złoty
		140	czerwony	czerwony
		37	czarny	czarny
60	Wymiar zewnętrzny	290	srebrny	srebrny
		153	zielony	zielony
		62	granatowy	granatowy
	Wymiar wewnętrzny	279	złoty	złoty
		140	czerwony	czerwony
		55	czarny	czarny
100	Wymiar zewnętrzny	300	srebrny	
		282	zielony	
		94	granatowy	
	Wymiar wewnętrzny	260	złoty	
		260	czerwony	
		84	czarny	
150	Wymiar zewnętrzny	300	srebrny	
		282	zielony	
		144	granatowy	
	Wymiar wewnętrzny	260	złoty	
		260	czerwony	
		134	czarny	
210	Wymiar zewnętrzny	300	srebrny	
		282	zielony	
		204	granatowy	
	Wymiar wewnętrzny	260	złoty	
		260	czerwony	
		210	czarny	
260	Wymiar zewnętrzny	300	srebrny	
		282	zielony	
		254	granatowy	
	Wymiar wewnętrzny	260	złoty	
		260	czerwony	
		260	czarny	
UNICEF	Wymiar zewnętrzny	330	srebrny	
		225	zielony	
		225	granatowy	
	Wymiar wewnętrzny	300	złoty	
		170	czerwony	
		220	czarny	

Wykonujemy również inne wymiary kontenerów pod indywidualne zamówienie klientów