


Suszarka do węży medycznych SWA-1

Suszarka do węży medycznych SWA-1 służy do suszenia węży anestezyjologicznych, worków oddechowych rurek, przewodów przyłączeniowych itp. po myciu, a przed sterylizacją. Wchodzi ona w zestaw urządzeń centralnej sterylizatorni lub może być wykorzystana w innych pomieszczeniach szpitalnych, jak: blok operacyjny, oddział intensywnej terapii a także w lecznictwie otwartym i stacjach pogotowia ratunkowego. Suszarka do węży medycznych może być instalowana i użytkowana w dowolnych pomieszczeniach pod warunkiem przyłączenia do gniazda sieciowego zaopatrzonego w bolec ochronny.



Dane techniczne	j.m.	
Zasilanie	V/Hz	230/50
Moc elementów grzejnych	W	400
Pobór mocy	W	430
Maksymalny czas suszenia	godz	2,5
Ilość dysz do węży o śr. 19 do 24 mm	szt.	8
Ilość dysz do worków i mieszków	szt.	2
Wymiary gabarytowe aparatu	mm	500x185(+330 dysze)x250
Klasa izolacji w/g PN-EN 61010-1	I	