

Sterylizator apteczny SA-18G, SA-30G

- Regulator PID z autotuningiem,
- Nastawa temperatury co 0,1°C w zakresie nie mniej niż +5°C powyżej temperatury otoczenia do +250°C,
- Dokładność stabilizacji temperatury w punkcie 0,2°C,
- Możliwość zdefiniowania 2 programów sterylizacji,
- Praca ciągła,
- Możliwość ustawienia sygnału alarmowego (dźwiękowego i wizualnego),
- Wyświetlacz LED 2 x 4 cyfry,
- Autonomiczne, niezależne od sterowania, zabezpieczenia przed przekroczeniem dostępnych temperatur,
- Komora z blachy nierdzewnej,
- Półka,
- Obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo na kolor biały,

Opcje dodatkowe

- obudowa ze stali nierdzewnej lakierowanej proszkowo,
- obudowa lakierowana na inny uzgodniony kolor,
- pojedyncze drzwi z blachy z oknem szklanym SA-30G,
- podwójne drzwi (wewnętrzne ze szkła, zewnętrzne z blachy),
- drzwi mocowane z lewej strony,
- zamknięcie na klucz,
- przepust do wprowadzania dodatkowych czujników,
- półki z blachy nierdzewnej perforowane lub pełne,
- kominki wentylacyjne.



| Dane techniczne | | j.m. | SA -18Ga | SA -30Ga |
|-----------------|-----------|-----------------|--------------|----------|
| Obieg powietrza | | | grawitacyjny | |
| Pojemność | | dm ³ | 17 | 39 |
| Moc znamionowa | | W | 800 | 1000 |
| Ilość półek | | szt. | 1 | |
| Masa netto | | kg | 24 | 35 |
| Wymiary aparatu | szerokość | mm | 430 | 590 |
| | wysokość | mm | 420 | 420 |
| | głębokość | mm | 495 | 495 |
| Wymiary komory | szerokość | mm | 200 | 360 |
| | wysokość | mm | 270 | 270 |
| | głębokość | mm | 400 | 400 |