



WYTWÓRNIA APARATURY MEDYCZNEJ „WAMED”

ul. św. Jacka Odrowąża 9, 03-310 Warszawa [www.wamed.pl](http://www.wamed.pl),

Sprzedaż WAMED-LAB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

tel. 48 22 675 71 56, tel. 48 22 81175 51, 606 377 468 e-mail: [wamed-lab@wamed.pl](mailto:wamed-lab@wamed.pl)

## CENNIK NA WYROBY

AKTUALIZACJA 1 luty 2023

Nazwa wyrobu	Poj.	Cena netto	Cena brutto	Krótki opis	
<b>KOMORY KLIMATYCZNE</b>					
KBK-30W wersja A	30 l	37 000,00 zł	45 510,00 zł	Mikroprocesorowy system sterowania, wymuszony obieg powietrza, chłodzenie wewnętrzne, 9 programów czasowo-temperaturowych, dodatkowe opcje: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 21, 22  Wersja A – zakres pracy od -5°C do +70°C Wersja B – zakres pracy od +5°C do +70°C	
KBK-30W wersja B	30 l	34 300,00 zł	42 189,00 zł		
KBK-65W wersja A	71 l	41 500,00 zł	51 045,00 zł		
KBK-65W wersja B	71 l	38 700,00 zł	47 601,00 zł		
KBK-100W wersja A	110 l	44 000,00 zł	54 120,00 zł		
KBK-100W wersja B	110 l	41 300,00 zł	50 799,00 zł		
KBK-140W wersja A	134 l	47 000,00 zł	57 810,00 zł		
KBK-140W wersja B	134 l	44 500,00 zł	54 735,00 zł		
KBK-150W wersja A	143 l	47 900,00 zł	58 917,00 zł		
KBK-150W wersja B	143 l	45 200,00 zł	55 596,00 zł		
KBK-200W wersja A	204 l	55 900,00 zł	68 757,00 zł		
KBK-200W wersja B	204 l	53 100,00 zł	65 313,00 zł		
<b>CIEPLARKI LABORATORYJNE Z CHŁODZENIEM</b>					
CI-30W	30 l	9 130,00 zł	11 229,90 zł	Regulator PID, grawitacyjny obieg powietrza, 15 programów czasowo-temperaturowych,, dodatkowe opcje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 21	
CI-65W	71 l	10 290,00 zł	12 656,70 zł		
CI-100W	110 l	11 760,00 zł	14 464,80 zł		
CI-140W	134 l	17 120,00 zł	21 057,60 zł		
CI-150W	143 l	17 330,00 zł	21 315,90 zł		
CI-200W	204 l	18 270,00 zł	22 472,10 zł		
<b>CIEPLARKI LABORATORYJNE BEZ CHŁODZENIA</b>					
C-18G wersja A	17 l	4 950,00 zł	6 088,50 zł	Regulator PID, grawitacyjny obieg powietrza, 1 program czasowo-temperaturowy, dodatkowe opcje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 21  Wersja A – zakres pracy od nie mniej niż +5°C powyżej temperatury otoczenia do +50°C Wersja B – zakres pracy od nie mniej niż +5°C powyżej temperatury otoczenia do +100°C	
C-18G wersja B	17 l	5 220,00 zł	6 420,60 zł		
C-30G wersja A	39 l	5 200,00 zł	6 396,00 zł		
C-30G wersja B	39 l	5 470,00 zł	6 728,10 zł		
C-65G wersja A	75 l	5 730,00 zł	7 047,90 zł		
C-65G wersja B	75 l	6 060,00 zł	7 453,80 zł		
C-100G wersja A	115 l	7 160,00 zł	8 806,80 zł		
C-100G wersja B	115 l	7 530,00 zł	9 261,90 zł		
C-140G wersja A	144 l	10 650,00 zł	13 099,50 zł		
C-140G wersja B	144 l	11 180,00 zł	13 751,40 zł		
C-150G wersja A	150 l	10 740,00 zł	13 210,20 zł		
C-150G wersja B	150 l	11 300,00 zł	13 899,00 zł		
C-200G wersja A	220 l	11 570,00 zł	14 231,10 zł		
C-200G wersja B	220 l	12 200,00 zł	15 006,00 zł		
C-18W wersja A	17 l	5 770,00 zł	7 097,10 zł		Regulator PID, wymuszony obieg powietrza, 1 program czasowo-temperaturowy, dodatkowe opcje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21  Wersja A – zakres pracy od nie mniej niż +5°C powyżej temperatury otoczenia do +50°C Wersja B – zakres pracy od nie mniej niż +5°C powyżej temperatury otoczenia do +100°C
C-18W wersja B	17 l	6 180,00 zł	7 601,40 zł		
C-30W wersja A	39 l	6 030,00 zł	7 416,90 zł		
C-30W wersja B	39 l	6 330,00 zł	7 785,90 zł		
C-65W wersja A	75 l	6 880,00 zł	8 462,40 zł		
C-65W wersja B	75 l	6 940,00 zł	8 536,20 zł		
C-100W wersja A	115 l	8 090,00 zł	9 950,70 zł		
C-100W wersja B	115 l	8 530,00 zł	10 491,90 zł		
C-140W wersja A	144 l	11 760,00 zł	14 464,80 zł		
C-140W wersja B	144 l	12 370,00 zł	15 215,10 zł		
C-150W wersja A	150 l	11 790,00 zł	14 501,70 zł		
C-150W wersja B	150 l	12 490,00 zł	15 362,70 zł		

C-200W wersja A	220 l	12 680,00 zł	15 596,40 zł	Regulator PID, grawitacyjny obieg powietrza, 15 programów czasowo- temperaturowych, dodatkowe opcje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15,16, 21
C-200W wersja B	220 l	13 350,00 zł	16 420,50 zł	
C-18GL wersja A	17 l	5 410,00 zł	6 654,30 zł	
C-18GL wersja B	17 l	5 620,00 zł	6 912,60 zł	
C-30GL wersja A	39 l	5 730,00 zł	7 047,90 zł	
C-30GL wersja B	39 l	5 940,00 zł	7 306,20 zł	
C-65GL wersja A	75 l	6 220,00 zł	7 650,60 zł	
C-65GL wersja B	75 l	6 430,00 zł	7 908,90 zł	
C-100GL wersja A	115 l	7 680,00 zł	9 446,40 zł	
C-100GL wersja B	115 l	7 900,00 zł	9 717,00 zł	
C-140GL wersja A	144 l	11 470,00 zł	14 108,10 zł	
C-140GL wersja B	144 l	11 680,00 zł	14 366,40 zł	
C-150GL wersja A	150 l	11 690,00 zł	14 378,70 zł	
C-150GL wersja B	150 l	12 110,00 zł	14 895,30 zł	
C-200GL wersja A	220 l	12 330,00 zł	15 165,90 zł	
C-200GL wersja B	220 l	12 550,00 zł	15 436,50 zł	
C-18WL wersja A	17 l	6 270,00 zł	7 712,10 zł	Regulator PID, wymuszony obieg powietrza, 15 programów czasowo- temperaturowych,, dodatkowe opcje : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15,16, 17, 18, 19, 20, 21
C-18WL wersja B	17 l	6 490,00 zł	7 982,70 zł	
C-30WL wersja A	39 l	6 600,00 zł	8 118,00 zł	
C-30WL wersja B	39 l	6 810,00 zł	8 376,30 zł	
C-65WL wersja A	75 l	7 090,00 zł	8 720,70 zł	
C-65WL wersja B	75 l	7 300,00 zł	8 979,00 zł	
C-100WL wersja A	115 l	8 550,00 zł	10 516,50 zł	
C-100WL wersja B	115 l	8 760,00 zł	10 774,80 zł	
C-140WL wersja A	144 l	12 440,00 zł	15 301,20 zł	
C-140WL wersja B	144 l	12 650,00 zł	15 559,50 zł	
C-150WL wersja A	150 l	12 660,00 zł	15 571,80 zł	
C-150WL wersja B	150 l	13 080,00 zł	16 088,40 zł	
C-200WL wersja A	220 l	13 300,00 zł	16 359,00 zł	
C-200WL wersja B	220 l	13 520,00 zł	16 629,60 zł	
<b>KOMORY BADAŃ CIEPLNYCH (SUSZARKI LABORATORYJNE)</b>				
KBC-18G	17 l	5 000,00 zł	6 150,00 zł	Regulator PID, grawitacyjny obieg powietrza, 1 program czasowo-temperaturowy, dodatkowe opcje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 21
KBC-30G	39 l	5 240,00 zł	6 445,20 zł	
KBC-65G	75 l	5 940,00 zł	7 306,20 zł	
KBC-100G	115 l	6 950,00 zł	8 548,50 zł	
KBC-140G	144 l	11 080,00 zł	13 628,40 zł	
KBC-150G	150 l	11 250,00 zł	13 837,50 zł	
KBC-200G	220 l	11 980,00 zł	14 735,40 zł	
KBC-18W	17 l	5 880,00 zł	7 232,40 zł	Regulator PID, wymuszony obieg powietrza, 1 program czasowo-temperaturowy, dodatkowe opcje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
KBC-30W	39 l	6 130,00 zł	7 539,90 zł	
KBC-65W	75 l	6 700,00 zł	8 241,00 zł	
KBC-100W	115 l	7 600,00 zł	9 348,00 zł	
KBC-140W	144 l	12 110,00 zł	14 895,30 zł	
KBC-150W	150 l	12 330,00 zł	15 165,90 zł	
KBC-200W	220 l	13 030,00 zł	16 026,90 zł	
KBC-18GL	17 l	5 480,00 zł	6 740,40 zł	Regulator PID, grawitacyjny obieg powietrza, 15 programów czasowo-temperaturowy, dodatkowe opcje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21
KBC-30GL	39 l	5 760,00 zł	7 084,80 zł	
KBC-65GL	75 l	6 490,00 zł	7 982,70 zł	
KBC-100GL	115 l	7 490,00 zł	9 212,70 zł	
KBC-140GL	144 l	11 640,00 zł	14 317,20 zł	
KBC-150GL	150 l	11 820,00 zł	14 538,60 zł	
KBC-200GL	220 l	12 550,00 zł	15 436,50 zł	
KBC-18WL	17 l	6 570,00 zł	8 081,10 zł	Regulator PID, wymuszony obieg powietrza, 15 programów czasowo-temperaturowy, dodatkowe opcje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
KBC-30WL	39 l	6 630,00 zł	8 154,90 zł	
KBC-65WL	75 l	7 270,00 zł	8 942,10 zł	
KBC-100WL	115 l	8 140,00 zł	10 012,20 zł	
KBC-140WL	144 l	12 700,00 zł	15 621,00 zł	
KBC-150WL	150 l	12 860,00 zł	15 817,80 zł	

<b>KBC-200WL</b>	220 l	13 600,00 zł	16 728,00 zł	
<b>SUSZARKI LABORATORYJNE</b>				
<b>SUP-18G (bez nastawy czasu)</b>	17 l	3 890,00 zł	4 784,70 zł	Regulator PID, grawitacyjny obieg powietrza, 1 program czasowo-temperaturowy, dodatkowe opcje : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 23, 24, 25, 26, 27,28,29
<b>SUP-30G (bez nastawy czasu)</b>	39 l	4 600,00 zł	5 658,00 zł	
<b>SUP- 65G (bez nastawy czasu)</b>	75 l	4 920,00 zł	6 051,60 zł	
<b>SUP-100G (bez nastawy czasu)</b>	115 l	5 900,00 zł	7 257,00 zł	
<b>SUP-140G (bez nastawy czasu)</b>	144 l	10 220,00 zł	12 570,60 zł	
<b>SUP-150G (bez nastawy czasu)</b>	150 l	10 440,00 zł	12 841,20 zł	
<b>SUP-200G (bez nastawy czasu)</b>	220 l	10 870,00 zł	13 370,10 zł	
<b>SUP-18W (bez nastawy czasu)</b>	17 l	4 600,00 zł	5 658,00 zł	Regulator PID, wymuszony obieg powietrza, 1 program czasowo-temperaturowy, dodatkowe opcje : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28,29
<b>SUP-30W (bez nastawy czasu)</b>	39 l	5 360,00 zł	6 592,80 zł	
<b>SUP- 65W (bez nastawy czasu)</b>	75 l	5 790,00 zł	7 121,70 zł	
<b>SUP-100W (bez nastawy czasu)</b>	115 l	6 980,00 zł	8 585,40 zł	
<b>SUP-140W (bez nastawy czasu)</b>	144 l	11 300,00 zł	13 899,00 zł	
<b>SUP-150W (bez nastawy czasu)</b>	150 l	11 740,00 zł	14 440,20 zł	
<b>SUP-200W (bez nastawy czasu)</b>	220 l	12 920,00 zł	15 891,60 zł	
<b>STERYLIZATORY NA SUCHE GORĄCE POWIETRZE</b>				
<b>SP-18G</b>	17 l	4 640,00 zł	5 707,20 zł	Regulator PID, grawitacyjny obieg powietrza, programy sterylizacji oraz program specjalny do suszenia, dodatkowe opcje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 13, 14, 15, 16, 21
<b>SP-30G</b>	39 l	5 300,00 zł	6 519,00 zł	
<b>SP- 65G</b>	75 l	5 730,00 zł	7 047,90 zł	
<b>SP-100G</b>	115 l	6 880,00 zł	8 462,40 zł	
<b>SP-140G</b>	144 l	11 470,00 zł	14 108,10 zł	
<b>SP-150G</b>	150 l	11 900,00 zł	14 637,00 zł	
<b>SP-200G</b>	220 l	12 650,00 zł	15 559,50 zł	
<b>SP-18W</b>	17 l	5 730,00 zł	7 047,90 zł	Regulator PID, wymuszony obieg powietrza, programy sterylizacji oraz program specjalny do suszenia, dodatkowe opcje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 13, 14, 15, 16, 21
<b>SP-30W</b>	39 l	6 490,00 zł	7 982,70 zł	
<b>SP- 65W</b>	75 l	6 710,00 zł	8 253,30 zł	
<b>SP-100W</b>	115 l	8 100,00 zł	9 963,00 zł	
<b>SP-140W</b>	144 l	12 980,00 zł	15 965,40 zł	
<b>SP-150W</b>	150 l	13 300,00 zł	16 359,00 zł	
<b>SP-200W</b>	220 l	14 060,00 zł	17 293,80 zł	
<b>STERYLIZATORY/SUSZARKI</b>				
<b>SA-18G</b>	17 l	3 300,00 zł	4 059,00 zł	Regulator PID, grawitacyjny obieg powietrza.
<b>SA-30G</b>	39 l	3 700,00 zł	4 551,00 zł	
<b>SA-65G</b>	75 l	4 500,00 zł	5 535,00 zł	
<b>SA-18W</b>	17 l	3 700,00 zł	4 551,00 zł	Regulator PID, wymuszony obieg powietrza.
<b>SA-30W</b>	39 l	4 130,00 zł	5 079,90 zł	
<b>SA-65W</b>	75 l	4 750,00 zł	5 842,50 zł	
<b>Elektrolizer EP 6/1</b>		7 900,00 zł	9 717,00 zł	
<b>Stolik</b>		450,00 zł	553,50 zł	
<b>Suszarka do węży SWA-1</b>		3 110,00 zł	3 825,30 zł	
<b>Drukarka</b>		1 400,00 zł	1 722,00 zł	
<b>KONTENERY TYP</b>				
<b>PS- 40</b>		460,00 zł	496,80 zł	do sterylizacji w sterylizatorach parowych (autoklawach)
<b>PS- 45</b>		330,00 zł	356,40 zł	
<b>PS- 60</b>		480,00 zł	518,40 zł	
<b>PS-100</b>		640,00 zł	691,20 zł	
<b>PS-150</b>		790,00 zł	853,20 zł	
<b>PS-210</b>		880,00 zł	950,40 zł	
<b>PS-260</b>		960,00 zł	1 036,80 zł	
<b>PS/PSG- 40</b>		340,00 zł	367,20 zł	
<b>PS/PSG- 45</b>		250,00 zł	270,00 zł	
<b>PS/PSG- 60</b>		380,00 zł	410,40 zł	
<b>PS/PSG-100</b>		570,00 zł	615,60 zł	

<b>PS/PSG-150</b>	670,00 zł	723,60 zł	
<b>PS/PSG-210</b>	770,00 zł	831,60 zł	
<b>PS/PSG-260</b>	850,00 zł	918,00 zł	
<b>FILTRY śr. 190 mm</b>	115,00 zł	124,20 zł	do PS-100, 150 (100 szt.)
<b>FILTRY śr. 96 mm</b>	90,00 zł	97,20 zł	do PS- 40, 45, 60 (100 szt.)
<b>PSG- 40</b>	220,00 zł	237,60 zł	do sterylizacji w sterylizatorach na suche gorące powietrze
<b>PSG- 45</b>	180,00 zł	194,40 zł	
<b>PSG- 60</b>	240,00 zł	259,20 zł	
<b>PSG-100</b>	490,00 zł	529,20 zł	
<b>PSG-150</b>	560,00 zł	604,80 zł	
<b>PSG-210</b>	640,00 zł	691,20 zł	
<b>PSG-260</b>	730,00 zł	788,40 zł	
<b>POJEMNIKI NA NARZĘDZIA MEDYCZNE TYP</b>			
<b>PNMz-40</b>	145,00 zł	156,60 zł	do przenoszenia i przechowywania narzędzi z zamkiem
<b>PNMz-45</b>	135,00 zł	145,80 zł	
<b>PNMz-60</b>	155,00 zł	167,40 zł	
<b>PNM-100</b>	420,00 zł	453,60 zł	
<b>PNM-150</b>	515,00 zł	556,20 zł	
<b>PNM-210</b>	570,00 zł	615,60 zł	
<b>PNM-260</b>	610,00 zł	658,80 zł	
<b>PNM-30</b>	93,00 zł	100,44 zł	do przenoszenia i przechowywania narzędzi bez zamka
<b>PNM-35</b>	82,00 zł	88,56 zł	
<b>PNM-40</b>	134,00 zł	144,72 zł	
<b>PNM-45</b>	124,00 zł	133,92 zł	
<b>PNM-60</b>	144,00 zł	155,52 zł	
<b>Pojemnik medyczno-sanitarny typ UNICEF</b>	390,00 zł	421,20 zł	

<b>OPCJE DODATKOWE</b>		<b>Netto</b>	<b>Brutto</b>	<b>Model</b>
<b>1. Obudowa z blachy nierdzewnej lakierowanej proszkowo</b>		840,00 zł	1 033,20 zł	18
		1 000,00 zł	1 230,00 zł	30
		1 060,00 zł	1 303,80 zł	65
		1 240,00 zł	1 525,20 zł	100
		1 480,00 zł	1 820,40 zł	140
		1 520,00 zł	1 869,60 zł	150
		1 830,00 zł	2 250,90 zł	200
<b>2. Przeszkolone drzwi</b>	<b>zewnątrzne</b>	610,00 zł	750,30 zł	30
		630,00 zł	774,90 zł	65
		860,00 zł	1 057,80 zł	100
		1 100,00 zł	1 353,00 zł	140, 150
		1 210,00 zł	1 488,30 zł	200
	<b>wewnętrzne</b>	470,00 zł	578,10 zł	18
		580,00 zł	713,40 zł	30
		600,00 zł	738,00 zł	65
		710,00 zł	873,30 zł	100
		910,00 zł	1 119,30 zł	140, 150
<b>3. Półki</b>	<b>druciane</b>	260,00 zł	319,80 zł	30,65,140
		300,00 zł	369,00 zł	100,200
	<b>perforowane</b>	220,00 zł	270,60 zł	18
		250,00 zł	307,50 zł	30,65,140
		280,00 zł	344,40 zł	100,200
		320,00 zł	393,60 zł	150
<b>4. Przepust do wprowadzenia dodatkowych czujników - cena zależna od wielkości przepustu</b>				
<b>5. Zamknięcie na klucz</b>		85,00 zł	104,55 zł	

<b>6. Kominek wentylacyjny</b>	260,00 zł	319,80 zł	
	440,00 zł	541,20 zł	18
<b>7. Ociekacz w podłodze</b>	520,00 zł	639,60 zł	30,65,140
	610,00 zł	750,30 zł	100, 200
	1 060,00 zł	1 303,80 zł	150
<b>8. Drzwi montowane na lewą stronę</b>	680,00 zł	836,40 zł	
<b>9. Gniazdo do drukarki</b>	420,00 zł	516,60 zł	
<b>10. Gniazdo USB</b>	135,00 zł	166,05 zł	
<b>11. Dodatkowe oprogramowanie</b>	1 840,00 zł	2 263,20 zł	
<b>12. Zwiększenie zakresu temperatur</b>	420,00 zł	516,60 zł	SUP, C, KBC
	1 050,00 zł	1 291,50 zł	KBK
<b>13. Sygnalizacja dźwiękowa zakończenia pracy</b>	840,00 zł	1 033,20 zł	
<b>14. Sygnalizacja otwartych drzwi</b>	840,00 zł	1 033,20 zł	
<b>15. Sygnalizacja otwartych kominków</b>	840,00 zł	1 033,20 zł	
<b>16. Sygnalizacja dźwiękowa przekroczenia zadanej temp.</b>	840,00 zł	1 033,20 zł	
<b>17. Zamiana wymuszonego na grawitacyjny obieg powietrza</b>	1 890,00 zł	2 324,70 zł	
<b>18. Regulacja obrotów wentylatora (od 20 do 100%)</b>	880,00 zł	1 082,40 zł	
<b>19. Zatrzymanie obrotów wentylatora przy otwarciu drzwi podczas pracy</b>	735,00 zł	904,05 zł	
<b>20. Możliwość manualnego wyłączenia wentylatora</b>	330,00 zł	405,90 zł	
<b>21. Dodatkowy rok gwarancji</b>	850,00 zł	1 045,50 zł	
<b>22. Przegląd po każdym roku eksploatacji (bez części zamiennych)</b>	1 800,00 zł	2 214,00 zł	KBK
	1 200,00 zł	1 476,00 zł	I
<b>23. Możliwość zdefiniowania 2 programów</b>	160,00 zł	196,80 zł	
<b>24. Możliwość zaprogramowania RAMP-y</b>	160,00 zł	196,80 zł	
<b>25. Możliwość wykorzystania wejścia binarnego START/STOP do sterowania funkcją czasu</b>	160,00 zł	196,80 zł	
<b>26. Możliwość zablokowania zmian wartości zadanych i przycisku START/STOP</b>	160,00 zł	196,80 zł	
<b>27. Możliwość ustawienia sygnału alarmowego (wizualny lub dźwiękowy)</b>	850,00 zł	1 045,50 zł	
<b>28. Dostęp do parametrów konfiguracyjnych chroniony hasłem</b>	160,00 zł	196,80 zł	
<b>29. Możliwość zaprogramowania czasu pracy – do 144 godzin</b>	160,00 zł	196,80 zł	