



WYTWÓRNIA APARATURY MEDYCZNEJ „WAMED”

ul. św. Jacka Odrowąza 9, 03-310 Warszawa; www.wamed.pl

tel. 606 377 468, 22 811 02 68, 22 811 04 39

e-mail: wamed-lab@wamed.pl

CENNIK NA WYROBY

AKTUALIZACJA 1 marzec 2024

Nazwa wyrobu	Poj.	Cena netto	Cena brutto	Krótki opis	
KOMORY KLIMATYCZNE					
KBK-30W wersja A	30 l	38 850,00 zł	47 785,50 zł	Mikroprocesorowy system sterowania, wymuszony obieg powietrza, chłodzenie wewnętrzne, 9 programów czasowo-temperaturowych, dodatkowe opcje: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Wersja A – zakres pracy od -5°C do +70°C Wersja B – zakres pracy od +5°C do +70°C	
KBK-30W wersja B	30 l	36 000,00 zł	44 280,00 zł		
KBK-65W wersja A	71 l	43 570,00 zł	53 591,10 zł		
KBK-65W wersja B	71 l	40 650,00 zł	49 999,50 zł		
KBK-100W wersja A	110 l	46 200,00 zł	56 826,00 zł		
KBK-100W wersja B	110 l	43 360,00 zł	53 332,80 zł		
KBK-140W wersja A	134 l	49 350,00 zł	60 700,50 zł		
KBK-140W wersja B	134 l	46 700,00 zł	57 441,00 zł		
KBK-150W wersja A	143 l	50 300,00 zł	61 869,00 zł		
KBK-150W wersja B	143 l	47 460,00 zł	58 375,80 zł		
KBK-200W wersja A	204 l	58 700,00 zł	72 201,00 zł		
KBK-200W wersja B	204 l	55 760,00 zł	68 584,80 zł		
CIEPLARKI LABORATORYJNE Z CHŁODZENIEM					
CI-30W	30 l	10 500,00 zł	12 915,00 zł		Regulator PID, wymuszony obieg powietrza, 15 programów czasowo-temperaturowych,, dodatkowe opcje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 20, 21,22
CI-65W	71 l	11 840,00 zł	14 563,20 zł		
CI-100W	110 l	13 530,00 zł	16 641,90 zł		
CI-140W	134 l	19 700,00 zł	24 231,00 zł		
CI-150W	143 l	19 930,00 zł	24 513,90 zł		
CI-200W	204 l	21 000,00 zł	25 830,00 zł		
CIEPLARKI LABORATORYJNE BEZ CHŁODZENIA panel sterowania LCD					
C-18GX wersja A	17 l	5 900,00 zł	7 257,00 zł	Regulator PID; Dotykowy panel sterowania; G-grawitacyjny obieg powietrza; W-wymuszony obieg powietrza; Wersja A – zakres pracy od nie mniej niż +5°C powyżej temperatury otoczenia do +50°C; Wersja B – zakres pracy od nie mniej niż +5°C powyżej temperatury otoczenia do +100°C; 20 programów Sygnalizacja dźwiękowa zakończenia Sygnalizacja dźwiękowa przekroczenia zadanej temp. dodatkowe opcje: 1,2, 3, 4, 5,7, 8, 9,10, 14,15,17,18,19,20,21,22	
C-18GX wersja B	17 l	6 170,00 zł	7 589,10 zł		
C-30GX wersja A	39 l	6 150,00 zł	7 564,50 zł		
C-30GX wersja B	39 l	6 420,00 zł	7 896,60 zł		
C-65GX wersja A	75 l	6 680,00 zł	8 216,40 zł		
C-65GX wersja B	75 l	7 010,00 zł	8 622,30 zł		
C-100GX wersja A	115 l	8 110,00 zł	9 975,30 zł		
C-100GX wersja B	115 l	8 480,00 zł	10 430,40 zł		
C-140GX wersja A	144 l	11 600,00 zł	14 268,00 zł		
C-140GX wersja B	144 l	12 130,00 zł	14 919,90 zł		
C-150GX wersja A	150 l	11 690,00 zł	14 378,70 zł		
C-150GX wersja B	150 l	12 250,00 zł	15 067,50 zł		
C-200GX wersja A	220 l	12 520,00 zł	15 399,60 zł		
C-200GX wersja B	220 l	13 150,00 zł	16 174,50 zł		
C-18WX wersja A	17 l	6 720,00 zł	8 265,60 zł		
C-18WX wersja B	17 l	7 130,00 zł	8 769,90 zł		
C-30WX wersja A	39 l	6 980,00 zł	8 585,40 zł		
C-30WX wersja B	39 l	7 280,00 zł	8 954,40 zł		
C-65WX wersja A	75 l	7 830,00 zł	9 630,90 zł		
C-65WX wersja B	75 l	7 890,00 zł	9 704,70 zł		
C-100WX wersja A	115 l	9 040,00 zł	11 119,20 zł		
C-100WX wersja B	115 l	9 480,00 zł	11 660,40 zł		
C-140WX wersja A	144 l	12 710,00 zł	15 633,30 zł		

C-140WX wersja B	144 l	13 320,00 zł	16 383,60 zł	
C-150WX wersja A	150 l	12 740,00 zł	15 670,20 zł	
C-150WX wersja B	150 l	13 440,00 zł	16 531,20 zł	
C-200WX wersja A	220 l	13 630,00 zł	16 764,90 zł	
C-200WX wersja B	220 l	14 300,00 zł	17 589,00 zł	
KOMORY BADAŃ CIEPLNYCH (SUSZARKI LABORATORYJNE)_ panel sterowania LCD				
KBC-18GX	17 l	5 950,00 zł	7 318,50 zł	Regulator PID;
KBC-30GX	39 l	6 190,00 zł	7 613,70 zł	Dotykowy panel sterowania;
KBC-65GX	75 l	6 890,00 zł	8 474,70 zł	G-grawitacyjny obieg powietrza;
KBC-100GX	115 l	7 900,00 zł	9 717,00 zł	W -wymuszony obieg powietrza;
KBC-140GX	144 l	12 030,00 zł	14 796,90 zł	20 programów
KBC-150GX	150 l	12 200,00 zł	15 006,00 zł	Sygnalizacja dźwiękowa zakończenia pracy;
KBC-200GX	220 l	12 930,00 zł	15 903,90 zł	Sygnalizacja dźwiękowa przekroczenia zadanej temp.
KBC-18WX	17 l	6 830,00 zł	8 400,90 zł	
KBC-30WX	39 l	7 080,00 zł	8 708,40 zł	
KBC-65WX	75 l	7 650,00 zł	9 409,50 zł	
KBC-100WX	115 l	8 550,00 zł	10 516,50 zł	dotatkowe opcje: 1,2, 3, 4, 5,7, 8,
KBC-140WX	144 l	13 060,00 zł	16 063,80 zł	9,10, 14,15,17,18,19,20,21,22
KBC-150WX	150 l	13 280,00 zł	16 334,40 zł	
KBC-200WX	220 l	13 980,00 zł	17 195,40 zł	
SUSZARKI LABORATORYJNE				
SUP-18G	17 l	4 130,00 zł	5 079,90 zł	Regulator PID, grawitacyjny obieg powietrza, 2 programy
SUP-30G	39 l	4 850,00 zł	5 965,50 zł	czasowo- temperaturowe,
SUP- 65G	75 l	5 330,00 zł	6 555,90 zł	dotatkowe opcje: 1, 2, 3, 4, 5, 6,
SUP-100G	115 l	6 360,00 zł	7 822,80 zł	7, 8, 9,12, 13, 14, 15,16,20,
SUP-140G	144 l	10 900,00 zł	13 407,00 zł	21,22
SUP-150G	150 l	11 130,00 zł	13 689,90 zł	
SUP-200G	220 l	11 580,00 zł	14 243,40 zł	
SUP-18W	17 l	4 990,00 zł	6 137,70 zł	Regulator PID, wymuszony obieg powietrza, 2 programy
SUP-30W	39 l	5 800,00 zł	7 134,00 zł	czasowo- temperaturowe,
SUP- 65W	75 l	6 250,00 zł	7 687,50 zł	dotatkowe opcje: 1, 2, 3, 4, 5, 6,
SUP-100W	115 l	7 500,00 zł	9 225,00 zł	7, 8, 9,12, 13, 14,
SUP-140W	144 l	12 000,00 zł	14 760,00 zł	15,16,17,18,19,20, 21,22
SUP-150W	150 l	12 490,00 zł	15 362,70 zł	
SUP-200W	220 l	13 750,00 zł	16 912,50 zł	
STERYLIZATORY NA SUCHĘ GORĄCĄ POWIETRZE_ panel sterowania LCD				
SP-18GX	17 l	5 590,00 zł	6 875,70 zł	Regulator PID;
SP-30GX	39 l	6 250,00 zł	7 687,50 zł	Dotykowy panel sterowania;
SP- 65GX	75 l	6 680,00 zł	8 216,40 zł	G-grawitacyjny obieg powietrza;
SP-100GX	115 l	7 830,00 zł	9 630,90 zł	W -wymuszony obieg powietrza;
SP-140GX	144 l	12 420,00 zł	15 276,60 zł	20 programów
SP-150GX	150 l	12 850,00 zł	15 805,50 zł	Sygnalizacja dźwiękowa zakończenia pracy;
SP-200GX	220 l	13 600,00 zł	16 728,00 zł	Sygnalizacja dźwiękowa przekroczenia zadanej temp.
SP-18WX	17 l	6 680,00 zł	8 216,40 zł	
SP-30WX	39 l	7 440,00 zł	9 151,20 zł	
SP- 65WX	75 l	7 660,00 zł	9 421,80 zł	
SP-100WX	115 l	9 050,00 zł	11 131,50 zł	dotatkowe opcje: 1,2, 3, 4, 5,7, 8,
SP-140WX	144 l	13 930,00 zł	17 133,90 zł	9,10, 14,15,17,18,19,20,21,22
SP-150WX	150 l	14 250,00 zł	17 527,50 zł	
SP-200WX	220 l	15 010,00 zł	18 462,30 zł	
STERYLIZATORY/SUSZARKI				
SA-18G	17 l	3 360,00 zł	4 132,80 zł	Regulator PID, grawitacyjny obieg powietrza.
SA-30G	39 l	3 770,00 zł	4 637,10 zł	
SA-65G	75 l	4 590,00 zł	5 645,70 zł	

SA-18W	171	3 770,00 zł	4 637,10 zł	Regulator PID, wymuszony obieg powietrza.
SA-30W	391	4 200,00 zł	5 166,00 zł	
SA-65W	751	4 850,00 zł	5 965,50 zł	
Elektrolizer EP 6/1		8 295,00 zł	10 202,85 zł	
Stolik		500,00 zł	615,00 zł	
Suszarka do węży SWA-1		4 500,00 zł	5 535,00 zł	
KONTENERY TYP				
PS- 40		480,00 zł	518,40 zł	do sterylizacji w sterylizatorach parowych (autoklawach)
PS- 45		340,00 zł	367,20 zł	
PS- 60		500,00 zł	540,00 zł	
PS-100		670,00 zł	723,60 zł	
PS-150		830,00 zł	896,40 zł	
PS-210		880,00 zł	950,40 zł	
PS-260		960,00 zł	1 036,80 zł	
PS/PSG- 40		350,00 zł	378,00 zł	
PS/PSG- 45		260,00 zł	280,80 zł	
PS/PSG- 60		390,00 zł	421,20 zł	
PS/PSG-100		590,00 zł	637,20 zł	
PS/PSG-150		700,00 zł	756,00 zł	
PS/PSG-210		800,00 zł	864,00 zł	
PS/PSG-260		890,00 zł	961,20 zł	
FILTRY śr. 190 mm		120,00 zł	147,60 zł	
FILTRY śr. 96 mm		100,00 zł	123,00 zł	do PS- 40, 45, 60 (100 szt.)
PSG- 40		230,00 zł	248,40 zł	do sterylizacji w sterylizatorach na suche gorące powietrze
PSG- 45		190,00 zł	205,20 zł	
PSG- 60		250,00 zł	270,00 zł	
PSG-100		510,00 zł	550,80 zł	
PSG-150		590,00 zł	637,20 zł	
PSG-210		670,00 zł	723,60 zł	
PSG-260		760,00 zł	820,80 zł	
POJEMNIKI NA NARZĘDZIA MEDYCZNE TYP				
PNMz-40		150,00 zł	162,00 zł	do przenoszenia i przechowywania narzędzi z zamkiem
PNMz-45		140,00 zł	151,20 zł	
PNMz-60		160,00 zł	172,80 zł	
PNM-100		440,00 zł	475,20 zł	
PNM-150		540,00 zł	583,20 zł	
PNM-210		600,00 zł	648,00 zł	
PNM-260		640,00 zł	691,20 zł	do przenoszenia i przechowywania narzędzi bez zamkiem
PNM-35		100,00 zł	108,00 zł	
PNM-40		140,00 zł	151,20 zł	
PNM-45		130,00 zł	140,40 zł	
PNM-60		150,00 zł	162,00 zł	do przenoszenia i przechowywania narzędzi z zamkiem
Pojemnik medyczno-sanitarny typ UNICEF		430,00 zł	464,40 zł	

OPCJE DODATKOWE		Netto	Brutto	Model
1. Obudowa z blachy nierdzewnej lakierowanej proszkowo		880,00 zł	1 082,40 zł	18
		1 050,00 zł	1 291,50 zł	30
		1 100,00 zł	1 353,00 zł	65
		1 300,00 zł	1 599,00 zł	100
		1 550,00 zł	1 906,50 zł	140
		1 600,00 zł	1 968,00 zł	150
		1 920,00 zł	2 361,60 zł	200
2. Przeszkłone drzwi	zewewnętrzne	640,00 zł	787,20 zł	30
		660,00 zł	811,80 zł	65
		900,00 zł	1 107,00 zł	100
		1 150,00 zł	1 414,50 zł	140, 150
		1 270,00 zł	1 562,10 zł	200
	wewnętrzne	490,00 zł	602,70 zł	18
		610,00 zł	750,30 zł	30
		630,00 zł	774,90 zł	65
		750,00 zł	922,50 zł	100
		960,00 zł	1 180,80 zł	140, 150
	1 010,00 zł	1 242,30 zł	200	
3. Półki	druciane	270,00 zł	332,10 zł	30,65,140
		315,00 zł	387,45 zł	100,2
	perforowane	230,00 zł	282,90 zł	18
		260,00 zł	319,80 zł	30,65,140
		290,00 zł	356,70 zł	100,2
		340,00 zł	418,20 zł	150
4. Wzmocnienie półki	130,00 zł	159,90 zł		
5. Przepust do wprowadzenia dodatkowych czujników - cena zależna od wielkości przepustu				
6. Zamknięcie na klucz	50,00 zł	61,50 zł		
7. Kominek wentylacyjny	270,00 zł	332,10 zł		
8. Ociekacz w podłodze		460,00 zł	565,80 zł	18
		520,00 zł	639,60 zł	30,65,140
		640,00 zł	787,20 zł	100, 200
		1 110,00 zł	1 365,30 zł	150
9. Drzwi montowane na lewą stronę	525,00 zł	645,75 zł		
10. Gniazdo USB	140,00 zł	172,20 zł		
11. Dodatkowe oprogramowanie	1 930,00 zł	2 373,90 zł	KBK	
12. Zwiększenie zakresu temperatur	1 100,00 zł	1 353,00 zł	KBK	
13. Sygnalizacja dźwiękowa zakończenia pracy	470,00 zł	578,10 zł		
14. Sygnalizacja otwartych drzwi		470,00 zł	578,10 zł	SUP,C,KBC
		630,00 zł	774,90 zł	KBK
15. Sygnalizacja otwartych kominków	650,00 zł	799,50 zł	KBK	
16. Sygnalizacja dźwiękowa przekroczenia zadanej temp.	470,00 zł	578,10 zł		
17. Regulacja obrotów wentylatora (od 20 do 100%)	350,00 zł	430,50 zł		
18. Zatrzymanie obrotów wentylatora przy otwarciu drzwi	770,00 zł	947,10 zł		
19. Możliwość manualnego wyłączenia wentylatora	210,00 zł	258,30 zł		
20. Dodatkowy rok gwarancji	500,00 zł	615,00 zł		
21. Przegląd po każdym roku eksploatacji (bez części zamiennych)		1 890,00 zł	2 324,70 zł	KBK
		1 260,00 zł	1 549,80 zł	I
22. Lakierowanie obudowy na inny kolor	780,00 zł	959,40 zł		

URZADZENIA Z DOTYCHCZASOWYM STEROWANIEM
w ofercie do 31-06-2024 lub na indywidualne zamówienie klienta

CIEPLARKI LABORATORYJNE BEZ CHŁODZENIA_(dotychczas stosowane sterowanie)

C-18G wersja A	17 l	4 950,00 zł	6 088,50 zł	Regulator PID, grawitacyjny obieg powietrza, 1 program czasowo- temperaturowy, dodatkowe opcje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 20, 21, 22
C-18G wersja B	17 l	5 220,00 zł	6 420,60 zł	
C-30G wersja A	39 l	5 200,00 zł	6 396,00 zł	
C-30G wersja B	39 l	5 470,00 zł	6 728,10 zł	
C-65G wersja A	75 l	5 730,00 zł	7 047,90 zł	
C-65G wersja B	75 l	6 060,00 zł	7 453,80 zł	
C-100G wersja A	115 l	7 160,00 zł	8 806,80 zł	
C-100G wersja B	115 l	7 530,00 zł	9 261,90 zł	
C-140G wersja A	144 l	10 650,00 zł	13 099,50 zł	
C-140G wersja B	144 l	11 180,00 zł	13 751,40 zł	
C-150G wersja A	150 l	10 740,00 zł	13 210,20 zł	
C-150G wersja B	150 l	11 300,00 zł	13 899,00 zł	
C-200G wersja A	220 l	11 570,00 zł	14 231,10 zł	
C-200G wersja B	220 l	12 200,00 zł	15 006,00 zł	
C-18W wersja A	17 l	5 770,00 zł	7 097,10 zł	Regulator PID, wymuszony obieg powietrza, 1 program czasowo- temperaturowy, dodatkowe opcje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22
C-18W wersja B	17 l	6 180,00 zł	7 601,40 zł	
C-30W wersja A	39 l	6 030,00 zł	7 416,90 zł	
C-30W wersja B	39 l	6 330,00 zł	7 785,90 zł	
C-65W wersja A	75 l	6 880,00 zł	8 462,40 zł	
C-65W wersja B	75 l	6 940,00 zł	8 536,20 zł	
C-100W wersja A	115 l	8 090,00 zł	9 950,70 zł	
C-100W wersja B	115 l	8 530,00 zł	10 491,90 zł	
C-140W wersja A	144 l	11 760,00 zł	14 464,80 zł	
C-140W wersja B	144 l	12 370,00 zł	15 215,10 zł	
C-150W wersja A	150 l	11 790,00 zł	14 501,70 zł	
C-150W wersja B	150 l	12 490,00 zł	15 362,70 zł	
C-200W wersja A	220 l	12 680,00 zł	15 596,40 zł	
C-200W wersja B	220 l	13 350,00 zł	16 420,50 zł	

KOMORY BADAŃ CIEPLNYCH (SUSZARKI LABORATORYJNE)_(dotychczas stosowane sterowanie)

KBC-18G	17 l	5 000,00 zł	6 150,00 zł	Regulator PID, grawitacyjny obieg powietrza, 1 program czasowo- temperaturowy, dodatkowe opcje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 20, 21, 22
KBC-30G	39 l	5 240,00 zł	6 445,20 zł	
KBC-65G	75 l	5 940,00 zł	7 306,20 zł	
KBC-100G	115 l	6 950,00 zł	8 548,50 zł	
KBC-140G	144 l	11 080,00 zł	13 628,40 zł	
KBC-150G	150 l	11 250,00 zł	13 837,50 zł	
KBC-200G	220 l	11 980,00 zł	14 735,40 zł	
KBC-18W	17 l	5 880,00 zł	7 232,40 zł	
KBC-30W	39 l	6 130,00 zł	7 539,90 zł	
KBC-65W	75 l	6 700,00 zł	8 241,00 zł	
KBC-100W	115 l	7 600,00 zł	9 348,00 zł	
KBC-140W	144 l	12 110,00 zł	14 895,30 zł	
KBC-150W	150 l	12 330,00 zł	15 165,90 zł	
KBC-200W	220 l	13 030,00 zł	16 026,90 zł	

STERYLIZATORY NA SUCHĘ GORĄCE POWIETRZE_(dotychczas stosowane sterowanie)

SP-18G	17 l	4 640,00 zł	5 707,20 zł	Regulator PID, grawitacyjny obieg powietrza, programy sterylizacji oraz program specjalny do suszenia,
SP-30G	39 l	5 300,00 zł	6 519,00 zł	
SP- 65G	75 l	5 730,00 zł	7 047,90 zł	
SP-100G	115 l	6 880,00 zł	8 462,40 zł	

SP-140G	144 l	11 470,00 zł	14 108,10 zł	dodatkowe opcje: 1, 2, 3, 4, 5, 6,7,9, 14,15, 20, 21,22
SP-150G	150 l	11 900,00 zł	14 637,00 zł	
SP-200G	220 l	12 650,00 zł	15 559,50 zł	
SP-18W	17 l	5 730,00 zł	7 047,90 zł	Regulator PID, wymuszony obieg powietrza, programy sterylizacji oraz program specjalny do suszenia, dodatkowe opcje: 1, 2, 3, 4, 5, 6,7,9, 14,15,17,18,19, 20, 21,22
SP-30W	39 l	6 490,00 zł	7 982,70 zł	
SP- 65W	75 l	6 710,00 zł	8 253,30 zł	
SP-100W	115 l	8 100,00 zł	9 963,00 zł	
SP-140W	144 l	12 980,00 zł	15 965,40 zł	
SP-150W	150 l	13 300,00 zł	16 359,00 zł	
SP-200W	220 l	14 060,00 zł	17 293,80 zł	