



WYTWÓRNIĄ APARATURY MEDYCZNEJ „WAMED”

ul. św. Jacka Odrowąża 9, 03-310 Warszawa; www.wamed.pl

tel. 606 377 468, 22 811 02 68, 22 811 04 39

e-mail: wamed-lab@wamed.pl

CENNIK NA WYROBY

AKTUALIZACJA 1 marzec 2024

Nazwa wyrobu	Poj.	Cena netto	Cena brutto	Krótki opis
CIEPLARKI wersja medyczna				
C-18G	17 l	6 100,00 zł	6 588,00 zł	Regulator PID; Dotykowy panel sterowania; G-grawitacyjny obieg powietrza; W-wymuszony obieg powietrza; zakres pracy od nie mniej niż +5°C powyżej temperatury otoczenia do +50°C; drzwi z oknem przeszklonym, 20 programów, Sygnalizacja dźwiękowa zakończenia pracy; Sygnalizacja dźwiękowa przekroczenia zadanej temp., sygnalizacja otwartych drzwi dodatkowe opcje: 1,2, 3, 4, 5,6,7, 9,10, 15,17,18,19,20,22
C-30G	39 l	6 650,00 zł	7 182,00 zł	
C-65G	75 l	7 200,00 zł	7 776,00 zł	
C-100G	115 l	8 860,00 zł	9 568,80 zł	
C-140G	144 l	12 590,00 zł	13 597,20 zł	
C-150G	150 l	12 680,00 zł	13 694,40 zł	
C-200G	220 l	13 620,00 zł	14 709,60 zł	
C-18W	17 l	6 950,00 zł	7 506,00 zł	
C-30W	39 l	7 480,00 zł	8 078,40 zł	
C-65W	75 l	8 350,00 zł	9 018,00 zł	
C-100W	115 l	9 790,00 zł	10 573,20 zł	
C-140W	144 l	13 700,00 zł	14 796,00 zł	
C-150W	150 l	13 730,00 zł	14 828,40 zł	
C-200W	220 l	14 730,00 zł	15 908,40 zł	

OPCJE DODATKOWE		Netto	Brutto	Model
1. Obudowa z blachy nierdzewnej lakierowanej proszkowo		880,00 zł	950,40 zł	18
		1 050,00 zł	1 134,00 zł	30
		1 100,00 zł	1 188,00 zł	65
		1 300,00 zł	1 404,00 zł	100
		1 550,00 zł	1 674,00 zł	140
		1 600,00 zł	1 728,00 zł	150
		1 920,00 zł	2 073,60 zł	200
2. Przeszkłone drzwi	zewnątrzne w cenie			
	wewnętrzne	490,00 zł	529,20 zł	18
		610,00 zł	658,80 zł	30
		630,00 zł	680,40 zł	65
		750,00 zł	810,00 zł	100
		960,00 zł	1 036,80 zł	140, 150
		1 010,00 zł	1 090,80 zł	200
3. Półki	druciane	270,00 zł	291,60 zł	30,65,140
		315,00 zł	340,20 zł	100,2
	perforowane	230,00 zł	248,40 zł	18
		260,00 zł	280,80 zł	30,65,140
		290,00 zł	313,20 zł	100,2
		340,00 zł	367,20 zł	150
4. Wzmocnienie półki		130,00 zł	140,40 zł	
5. Przepust do wprowadzenia dodatkowych czujników - cena zależna od wielkości przepustu				
6. Zamknięcie na klucz		50,00 zł	54,00 zł	
7. Kominiek wentylacyjny		270,00 zł	291,60 zł	
9. Drzwi montowane na lewą stronę		525,00 zł	567,00 zł	
10. Gniazdo USB		140,00 zł	151,20 zł	
15. Sygnalizacja otwartych kominków		650,00 zł	702,00 zł	
17. Regulacja obrotów wentylatora (od 20 do 100%)		350,00 zł	378,00 zł	
18. Zatrzymanie obrotów wentylatora przy otwarciu drzwi		770,00 zł	831,60 zł	
19. Możliwość manualnego wyłączenia wentylatora		210,00 zł	226,80 zł	
20. Dodatkowy rok gwarancji		500,00 zł	540,00 zł	
22. Lakierowanie obudowy na inny kolor		780,00 zł	842,40 zł	